

# Dale®

## Stabilock Endotracheális cső-tartó szalag

7,0-10,00 mm-es endotracheális tubusokhoz

### Alkalmazási utasítások

1. Tisztítsa ki a csövet. Hagyja megszáradni.
2. Helyezze fel a ragasztós tartóaljzatot. **(A1-4)**
3. Nyomja a nyakszalagot az aljzat horgos részére, közben ügyeljen arra, hogy a cső csatornája egy vonalban legyen az endotracheális csővel. **(B)**
4. Nyissa fel a nyakszalag mindkét végén található rögzítőfüleket, majd tekerje a szalagot a beteg feje köré, közvetlenül a fül alatt. Rögzítse helyükre a füleket a nyakszalagon kívül. **(C)**
5. Rögzítse a csövet a csőcsatornában
  - tekerjen a cső köré erős ragasztószalagot egyszeresen olyan helyen, ahol a csatorna fedí a csövet;
  - nyomja le a csatornát a csőre;
  - tekerjen ragasztószalagot a cső és a csatorna köré. **(D)**

Alternatív rögzítési módszer:

- nyomja le a csatornát a csőre;
  - tekerjen erős ragasztószalagot a cső és a csatorna köré.
- A ragasztószalagot legalább 2,5 cm-rel a csatorna végén túl tekerje a csőre (D)**
6. A nyakszalag szilárdságát a rögzítőfülek szükség szerinti beigazításával biztosítsa.

Szükség szerint cserélje a ragasztószalagot.

Három nap múltán – illetve szükség szerint gyakrabban – cserélje le a tartóaljzatot.

### Eltávolítás

A bőrtrauma elkerülésének érdekében óvatosan kell eltávolítani a ragasztószalagot.

### A cső áthelyezése

Nyissa fel a rögzítőfüleket. Tartsa a ragasztós tartóaljzatot egy helyben, míg a nyakszalagot leválasztja az aljzatról. Helyezze át a csövet. A szalagot nyomja vissza a tartóaljzatra, majd újra rögzítse a füleket.

A bőr elfekélyesedésének vagy beszakadásának elkerülése érdekében mérje fel a beteg bőrének állapotát, valamint a beteg egészségügyi állapotát, mielőtt a tartószalagot felhelyezné. Naponta vagy ennél gyakrabban ellenőrizze a beteg bőrének állapotát.

A Dale **nyomatékosan javasolja az endotracheális cső gyakori áthelyezését** az ajkak, illetve az alattuk fekvő szövetek enyhíthetetlen nyomás következtében bekövetkező megsérülésének elkerülése érdekében.

A Dale **nyomatékosan javasolja a ventilátorcsövek kitémasztását**, a beteg arcára gyakorolt nyomás csökkentése érdekében.

**Egyetlen betegre való alkalmazásra. Eldobható.**

### Hasznos ellenőrzőlista a sikeres alkalmazáshoz

- ✓ **Készítse elő** a bőrt minden alkalommal, amikor a ragasztós tartóaljzatot felhelyezi
- ✓ **Helyezze** a ragasztós tartóaljzatot közvetlenül az ajkak vonala fölé
- ✓ **Szoros spirálcsavarral tekerjen** erős ragasztószalagot a cső és a csatorna köré
- ✓ **Ügyeljen arra**, hogy a ragasztószalagot legalább 2,5 cm-re a csatormán túl tekerje fel
- ✓ Gyengéd mozdulattal **távolítsa el** a ragasztós tartóaljzatot, hogy a bőr sérülésének lehetőségét minimalizálja
- ✓ **Támassza ki** a ventilátorcsövet

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) webhelyre

**Nem természetes latex gumból készült.**

A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.

Dale Medical Products, Inc.  
TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

EC REP

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Németország

