

Dale®

Stabilock

Supporto per tubo endotracheale

per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm

Istruzioni per l'applicazione

1. Pulire il tubo e lasciarlo asciugare.
2. Applicare la base adesiva. **(A1-4)**
3. Premere il neckbande sulla sezione a ganci della base, verificando che il canale del tubo sia ben allineato al tubo endotracheale. **(B)**
4. Aprire entrambe le linguette di aggancio poste alle estremità del neckbande e avvolgere la fascia attorno al capo del paziente appena sotto le orecchie. Fissare le linguette di aggancio all'esterno del neckbande. **(C)**
5. Fissare il tubo nel canale
 - Nastrare il tubo con un giro di cerotto robusto in corrispondenza del punto in cui il canale copre il tubo.
 - Premere verso il basso il canale sul tubo.
 - Avvolgere il cerotto sul tubo e sul canale. **(D)**

Metodo alternativo di cerottatura:

- Premere il canale sul tubo.
 - Nastrare saldamente il tubo e il canale con un giro di cerotto robusto. **Avvolgere il cerotto per almeno 2,5 cm oltre l'estremità del canale. (D)**
6. Verificare che il neckbande sia ben saldo, regolando opportunamente le linguette di aggancio.

Cambiare cerotto secondo le necessità.

Cambiare la base adesiva dopo 3 giorni o prima se necessario.

Rimozione

La base adesiva va rimossa con cura per evitare un trauma cutaneo.

Riposizionamento del tubo

Aprire le linguette di aggancio. Premere e mantenere ferma la base adesiva mentre si stacca il neckbande. Riposizionare il tubo. Premere nuovamente il neckbande sulla base e fissare le linguette di aggancio.

Per evitare le ulcerazioni o le lacerazioni cutanee, valutare la pelle e le condizioni mediche del paziente prima dell'applicazione. Monitorare ogni giorno o con maggiore frequenza.

Dale **consiglia di riposizionare spesso il tubo endotracheale** per evitare di ledere le labbra e il tessuto sottostante a seguito della continua pressione.

Dale **consiglia vivamente di sorreggere il tubo del ventilatore** per ridurre la pressione sul viso del paziente.

Monouso. Da usarsi su un solo paziente

Pratico elenco di spunta per un'applicazione ben riuscita

- ✓ **Preparare** la pelle ogni volta che si applica la base adesiva.
- ✓ **Posizionare** la base adesiva direttamente sopra il bordo del labbro.
- ✓ **Avvolgere a spirale stretta** un cerotto robusto attorno al canale e al tubo.
- ✓ **Accertarsi di** avvolgere il cerotto sul tubo almeno 2,5 centimetri al di là del canale.
- ✓ **Rimuovere** delicatamente la base adesiva per ridurre al minimo i danni cutanei.
- ✓ **Sorreggere** il tubo del ventilatore.

Per visionare il video applicativo, visitare www.dalemed.com

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germania

