

Dale®

Stabilock

Holder for trakealtube

Passer til trakealtuber i størrelse 7,0-10,0 mm

Påsettingsanvisninger

1. Rengjør tuben. La tørke.
2. Sett på klebeplaten (A1-4).
3. Trykk nakkeremmen inn på krokdelen av klebeplaten, og påse at intubasjonskanalen rettes inn med trakealtuben (B).
4. Åpne festeflikene i begge ender av nakkeremmen, og legg nakkeremmen rundt hodet, rett nedenfor ørene. Fest festeflikene til utsiden av nakkeremmen (C).
5. Fest tuben i intubasjonskanalen
 - Vikle kraftig, selvklebende teip én gang rundt tuben der kanalen dekker tuben.
 - Trykk kanalen ned over tuben.
 - Vikle teip rundt tuben og kanalen (D)

Alternativ teipemetode:

- Trykk kanalen inn på tuben.
 - Vikle kraftig, selvklebende teip stramt rundt tuben og kanalen. **Vikle teip minst 2,5 cm forbi kanalens avslutning (D).**
6. Påse at nakkeremmen sitter godt ved å justere festeflikene på nytt etter behov.

Bytt teip etter behov.

Bytt klebeplaten etter 3 dager, eller tidligere hvis det er nødvendig.

Fjerne utstyret

Klebeplaten skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume.

Justere tubens posisjon

Åpne festeflikene. Hold klebeplaten nede mens du drar nakkeremmen av klebeplaten. Juster tubens posisjon. Trykk den ned i klebeplaten igjen, og fest festeflikene.

Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens hud og helsestilstand før påsetting. Overvåk daglig eller oftere.

Dale anbefaler å justere trakealtubens posisjon ofte for å forebygge trykkskader på lepper og underliggende vev.

Dale anbefaler på det sterkeste å støtte opp ventilasjonstuben for å redusere trykket mot pasientens ansikt.

Skal bare brukes på én pasient. Til engangsbruk

Nyttig sjekkliste for vellykket påsetting

- ✓ **Preparer** huden hver gang klebeplaten skal settes på.
- ✓ **Posisjoner** klebeplaten rett ovenfor leppelinjen.
- ✓ **Vikle kraftig, selvklebende teip stramt** rundt kanalen og tuben.
- ✓ **Sørg for** å vikle teip rundt tuben minst 2,5 cm forbi kanalen.
- ✓ **Fjern** klebeplaten forsiktig for å minimalisere hudskade.
- ✓ **Støtt opp** ventilasjonstuben.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Dale Medical Products, Inc.
Tlf: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

