

Dale®

Stabilock Endotracheal Tube Holder

Passar till endotrakealtubstorlekar 7,0-10,0 mm

Appliceringsanvisningar

1. Rengör tuben. Låt den torka.
2. Applicera den självhäftande basen. **(A1-4)**
3. Tryck fast nackbandet på basens hakdel och se till att tubkanalen är i linje med endotrakealtuben. **(B)**
4. Öppna fästfilikarna vid nackbandets båda ändar och vira bandet runt huvudet omedelbart under örönen. Fäst fästfilikarna på utsidan av nackbandet. **(C)**
5. Gör fast tuben i tubkanalen
 - vira kraftig självhäftande tejp ett varv runt tuben på det ställe där kanalen kommer att täcka tuben
 - tryck ner kanalen över tuben
 - vira tejp runt tuben och kanalen **(D)**

Alternativ tejpningsmetod:

- tryck fast kanalen på tuben
 - vira kraftig självhäftande tejp tätt runt tuben och kanalen. **Vira teipen minst 2,5 cm utanför kanalens ände (D)**
6. Säkerställ att nackbandet sitter säkert genom att justera fästfilikarna efter behov.

Byt ut teipen efter behov.

Byt ut den självhäftande basen efter tre dagar eller tidigare om så behövs.

Borttagning

Den självhäftande basen ska tas av försiktigt så att huden inte skadas.

Omplacering av tuben

Öppna fästfilikarna. Håll den självhäftande basen nedtryckt medan du skalar av nackbandet från basen. Placera om endotrakealtuben. Tryck tillbaka nackbandet på basen och säkra fästfilikarna.

Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudsår eller hudrifter undviks. Övervaka området en gång per dag eller oftare.

Dale **rekommenderar att endotrakealtuben placeras om ofta** för att förhindra skada på läpparna och underliggande vävnader orsakad av det konstanta trycket.

Dale **rekommenderar starkt att ventilatorslangen stötts** så att trycket på patientens ansikte minskas.

För användning till en enskilda patient. Engångsprodukt

Praktisk checklista för lyckad applicering

- ✓ Rengör huden varje gång den självhäftande basen appliceras
- ✓ Placera den självhäftande basen omedelbart ovanför läpplinjen
- ✓ **Spiralvira** kraftig självhäftande tejp **tätt** runt kanalen och tuben
- ✓ **Var noga med att vira tejp** på tuben minst 2,5 cm utanför kanalen
- ✓ **Avlägsna** den självhäftande basen varsamt för att minimera hudskada
- ✓ **Stötta** ventilatorslangen

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale® är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

