

(*Access Controller for Enteral [enteraalisen käytön hallinta])
Toimii avoimien tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa.

ACE Connector -liitin on tarkoitettu lääketieteellisten letkujen tulo- ja poistovirtauksen säätöön enteraaliruokinnan, ruiskuuhuuteluun ja nestelääkityksen yhteydessä ilman, että nesteiden syöttöletkujä tarvitsee katkaista, jopa 30 päivän ajan. Tämä suljettu järjestelmä suojelee terveydenhuollon ammattilaista vahingossa tapahtuvasta altistumisesta potilaan mahanesteille.

KÄYTTÖOHJEET

1 Syöttäminen

ACE Connector® korvaa enteraaliseen ruokintaan käytettävät PEG-/G-letkujen sovitimet.

- Liitä katetrin liitinpää ruokintaletkuun.
 - Työnnä ruokintaletkun tai bolusruiskun kärki valkoiseen joustavaan sovittimeen.
 - Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
 - Käännä kahva POIS-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja irrota ruokintaletku valkoisesta joustavasta sovitimesta.
- Kun **ACE Connector** -liittintä käytetään NG-letkujen kanssa ruokintaan, liitä katetrin liitinpää suoraan NG-letkuun. Seuraa yllä mainittuja kohtia b-d.

2 Katetrikärkinen huhteluruisku / lavaatio ja nestemäisen lääkkeen antaminen

Turvaominaisuutena ACE Connector -liittimen kärkeen sopivat vain katetrikärkiset huhteluruiskut. Siihen eivät sovi luer-kärkiset annosteluletkut tai ruiskut.

- Käännä kahva POIS-asentoon.
- Kun pitelet **ACE Connector** -liittintä, **työnnä ja kierrä** katetrin kärjen ruisku lujaasti itsetiivistyvään ruiskun venttiili-aukkoon, kunnes liitos on tiivis.
- Annostele neste tai lääke **ACE Connector** -liittimeen.
- Irrota ruisku. Automaattisen tiivisteiden ruiskuportti sulkeutuu automaattisesti.
- Huuhtele lämpimällä vedellä automaattisen tiivisteiden ruiskuportin kautta.

3 Dreenaus ja imu

ACE Connector korvaa "5-in-1"-tyyppiset liittimet, joita käytetään Salem-, Levin- ja mahaletkujen kanssa.

- Irrota potilasletkusta siinä mahdollisesti oleva "5-in-1"-liitin.
- Liitä katetrin liitinpää potilasletkuun.
- Irrota valkoinen joustava sovitin ja kiinnitä imuletku suoraan **ACE Connector** -liittimeen.
- Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää imun tai valutuksen.
- Käännä kahva POIS-asentoon ja irrota haluttaessa imuletku.

Potilaskohtainen.

Säilytettävä viileässä ja kuivassa.

Yhdysvaltain lain mukaan tämän välineen saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

- Jos potilaan tarvitsee liikkuu, käännä kahva POIS-asentoon ja irrota ruokinta- tai imuletku. Potilas voi liikkua tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokinta tai dreenaus voi tarvittaessa jatkua tämän jälkeen edellä kuvatulla tavalla. **ACE Connector** pysyy osana katetria hyväksytyjen lääketieteellisten standardien mukaisesti.
- Vaihda tarpeen mukaan. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
- Siinä tapauksessa, että laite ei toimi ohjeen mukaisesti tai odotetulla tavalla, huuhtelee **ACE Connector** -liitin perusteellisesti ohjeiden mukaan ja tarkista enteraaliruokinnan asetukset. Jos ongelma toistuu, vaihda uusi **ACE Connector** -liitin ja enteraaliruokinnan asetukset noudattamalla sairaalan "enteraaliruokinnan hallinnan" protokollaa.
- ACE Connector** tarjoaa ensisijaisesti menetelmän potilaan enteraaliruokintaan. Lääkkeitä annettaessa tulee noudattaa sairaalan tai laitoksen enteraaliruokinnan hallinnan protokollaa.

Dale lääketieteellisiä tuotteita on saatavana sairaala- ja lääkintätarvikkeiden myyjiltä.

Yhdysvaltain patentti nro 6,165,168.

Tilastiedot

#475 Dale® ACE Connector®
Yksittäispakattu.
Myydään 50 kpl:n laatioissa.

Dale®

Dale® Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com

Valmistettu Kiinassa 942183-ART_REV_I

© 2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® ja ACE Connector® ovat

Dale Medical Products, Inc:n

rekisteröityjä tavaramerkkejä

Yhdysvalloissa ja EU:ssa.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa

Finnish



Ei ole tehty luonnonkumista eli lateksista

