

(\*Access Controller för Enteral, enhet för styrning av enteral åtkomst)

Fungerar med öppna eller stängda enteralsystem

**ACE Connector** är indicerad för att i upp till 30 dagar styra vätskeflödet in i och ut ur slangar för medicinskt bruk, för tillförsel av sondnäring, spolning med hjälp av spruta och tillförsel av flytande läkemedel, utan att vätsketillförselsslarna behöver tas isär. Det här stängda systemet skyddar vårdarbetaren från oavsiktlig exponering för patientens magsäcksinnehåll.

## BRUKSANVISNING

### 1 Matning

**ACE Connector** ersätter enterala matningsadapterar för PEG-sonder.

- Anslut kateterkopplingsändan till matningssonden.
  - För in matningssättet eller bollussprutans spets i den vita, flexibla adaptern.
  - Vrid handtaget till läget ON (PÅ) för att tillföra sondnäring.
  - Vrid handtaget till läget OFF (AV) när matningen är avslutad och avlägsna matningssättet från den vita, flexibla adaptern.
- När **ACE Connector** används för NG-matning ska kateterkopplingsändan anslutas direkt till NG-slangen. Följ punkt b-d ovan.

### 2 Spolspruta med kateterspets/lavage och tillförsel av flytande läkemedel

Som en säkerhetsfunktion kan **ACE Connector** endast anslutas till spolsprutor med kateterspets och kan inte anslutas till administreringssätt eller sprutor med luerfatning.

- Vrid handtaget till läget OFF (AV).
- Medan du håller ett fast tag om **ACE Connector** trycker och vrider du sprutan med kateterspets in i sprutporten med automatisk tätning tills den sitter fast.
- Dispensera vätska eller läkemedel i **ACE Connector**.
- Avlägsna sprutan. Den självtätande sprutporten sluts automatiskt.
- Spola med varmt vatten genom den självtätande sprutporten.

### 3 Tömning och sugning

**ACE Connector** ersätter 5-i-1-kopplingar som används med Salem-, Levin- och ventrikelsonder.

- Ta bort 5-i-1-kopplingen från patientsonden, om sådan koppling är ansluten.
- Anslut kateterkopplingsändan till patientsonden.
- Ta av den vita, flexibla adaptern och anslut sugslangen direkt till **ACE Connector**.
- Vrid handtaget till läget ON (PÅ) för att utföra sugning eller tömning.
- Vrid handtaget till läget OFF (AV) och avlägsna sugslangen om så önskas.

För användning till en instaka patient.

Förvaras svaltt och torrt.

Enligt federal (USA) lagstiftning får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare.

- För uppegående patient vrider handtaget till läget OFF (AV) och matningssättet eller sugslangen avlägsnas. Patienten kan sedan vara uppegående i önskad omfattning. Matning och tömning kan återupptas efter behov genom att ovanstående procedurer upprepas.
- Byt efter behov. Rekommenderas inte för användning i mer än 30 dagar.
- I den händelse att produkten inte fungerar enligt anvisningarna eller som förväntat, ska **ACE Connector** spolas noggrant enligt anvisningarna och den enterala tillförselskonfigurationen kontrolleras. Om problemet kvarstår ska **ACE Connector** och den enterala tillförselskonfigurationen bytas mot nya sådana, efter behov, i enlighet med sjukhusets rutiner för enteral matning.
- ACE Connector** tillhandahåller huvudsakligen en tillförselsmetod för enteral matning av patienter. Följ sjukhusets eller institutionens rutiner för enteral matning vid tillförsel av läkemedel.

Dale medicinska produkter finns tillgängliga hos försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Amerikanskt patent nr 8,353,895

## Beställningsinformation

475

Dale ACE Connector<sup>®</sup>  
Individuellt förpackad.  
Såls i kartonger om 50 st.

Dale<sup>®</sup>



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316  
www.dalemed.com

Tillverkad i Kina 942183-ART\_REV\_1

©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale<sup>®</sup> & ACE Connector<sup>®</sup> är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-31075 Hannover, Tyskland



Ej tillverkad av naturgummlatex

