

(\*Styremekanisme til enteral adgang)

Works with open or closed enteral systems that are ISO 80369-3 compliant

ACE Connector er indiceret til styring af væskeflow ind i og ud af medicinske sonder under tilførsel af enteral ernæring, skylning med sprøjte og administration af flydende medicin – uden at adslutte sonderne til væskeadministration – i op til 30 dage. Dette lukkede system beskytter sundhedspersonalet mod utilsigtet eksponering for patientens ventrikelvæske.

## BRUGSANVISNING

### 1 Ernæringsproceduren kan bruges med ENFit-ernæringssonder med lille åbning, PEG/PEJ-sonder, de fleste G/J-sonder samt administrationssæt til ernæring.

Hvis ACE Connector bruges til enteral ernæring, skal ACE's ENFit hun-konnektors distale port tilsluttes ernæringssondens ENFit han-konnektor.

Følg anvisningerne i a-d nedenfor.

- Slut ACE's ENFit hun-port (distale side) til ENFit han-konnektoren på patientens ernæringssonde.
- Skru ernæringssettets ENFit hun-konnektor lige på ACE Connectors ENFit han-port (proximale side).
- Drej håndtaget over på TIL for at tilføre ernæring.
- Drej håndtaget over på FRA, når ernæringstilførslen er færdig, og skru ernæringssettet af ACE Connector.

### ACE Connector bruges sammen med PEG-/BRT-/G-sonder/de fleste G-J-sonder til enteral ernæring.

\*PEG-sonder uden ballon kan nødvendiggøre brug af en hvid 80369-3 ENFit overgangskonnektor eller en universaladapter, som ikke leveres sammen med ACE Connector.

### 2 Fremgangsmåde til lavage/administration af flydende medicin med 60 ml skyllesprøjte med ENFit-spids

Som sikkerhedsforanstaltning kan den nye ACE Connector kun passe sammen med enterale skyllesprøjter med ENFit-spids og ikke sammen med sprøjter med kateterspids, sprøjter med Luer-spids, administrationssæt med Luer-spids eller subkutane kanyler.

- Drej håndtaget over på FRA.
- Hold fast på ACE Connector og tryk og drej sprøjten med ENFit hun-spidsen lige ind i Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil den stopper. **STRAM IKKE FOR MEGET!** Det anbefales kraftigt at gennemskylle før og efter brug.
- Tilfør væske eller medicin gennem ACE Connector Auto-Seal medicinsprøjteport, eller udtag residualvæske fra ventriklen, hvis relevant.
- Fjern sprøjten. Grænsefladen mellem Auto-Seal medicinsprøjteporten og ENFit han-konnektoren lukker automatisk tæt til.
- Skyl med vand gennem Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil alle medicinrester er væk.
- Drej håndtaget over på TIL.

Produktet er kompatibelt med ENFit overgangstrinkonnektor og ENFit tragtkonnektorer.

### 3 MR Conditional Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR kan MR-scannes under visse betingelser. Patienter med dette produkt kan MR-scannes sikkert umiddelbart efter anlæggelse under følgende betingelser:

- Kun statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3 Tesla
- Spatial magnetfeltstyrke for gradient på maks. 3000 Gauss/cm.

Til brug til en enkelt patient / Opbevares køligt og tørt

Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges ordination.

- Patienten ambulæres ved at dreje håndtaget over på FRA og frakoble ernæringssettet. Patienten kan derefter bevæge sig frit. Ernæring kan genoptages efter behov ved at gentage ovenstående fremgangsmåde. ACE Connector bliver siddende på kateteret i overensstemmelse med godkendt, medicinsk praksis.
- Udskiftes efter behov ifølge hospitalets protokol. Anvendelse i mere end 30 dage anbefales ikke.
- Hvis ACE Connector ikke yder som forventet eller ifølge anvisningerne, skal den gennemskylles grundigt ifølge anvisningerne, og tilslutningen af ernæringssonden skal efterses. Hvis problemet vedvarer, skal ACE Connector og ernæringssettet udskiftes med nye dele efter behov og ifølge hospitalets protokol for enteral ernæring.
- ACE Connector er primært en metode til enteral ernæring af patienter. Ved administration af medicin skal hospitalets eller facilitetens protokol for enteral ernæring følges.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr. Patent anmeldt.

## Bestilling

485

Dale ACE Connector®  
Individuelt pakket.  
Sælges i æsker med 50 stk.



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316  
www.dalemed.com

Fremstillet i Kina 942253-ART\_REV\_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® og ACE Connector® er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA og EU. ENFit™ er et registreret varemærke tilhørende GEDSA, anvendt med deres tilladelse.



MDSS GmbH  
Schiffbräuner 41  
D-30175 Hannover, Tyskland



Fremstillet uden  
naturgummitalex

