

# Dale®

## Μετεγχειρητικός στηθόδεσμος

### Οδηγίες εφαρμογής

1. Αποσυνδέστε τις τράντες και τοποθετήστε τον στηθόδεσμο κάτω από την ασθενή.
2. Πιάστε και τις δύο πλευρές του στηθόδεσμου και πιέστε τις μεταξύ τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική τάση.
3. Συνδέστε τις τράντες στο μπροστινό μέρος του στηθόδεσμου, στο επάνω μέρος της φάσας του στηθόδεσμου.
4. Ο στηθόδεσμος μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ανοίγοντας τα αυτοκόλλητα στοιχεία στο μπροστινό μέρος και στις τράντες.




### Εναλλακτική εφαρμογή

Ο μετεγχειρητικός στηθόδεσμος της Dale μπορεί επίσης να εφαρμοστεί χωρίς να αποσυνδέσετε τις τράντες, περνώντας προσεκτικά τους βραχίονες της ασθενούς μέσα από τις τράντες.

### Πλύσιμο και φροντίδα

 Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 40 °C.

 Κρεμάστε το για να στεγνώσει.

 Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

 Μη σιδερώνετε.

 Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα.

### Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

### Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

Dale Medical Products, Inc.  
ΤΗΛ.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Γερμανία

