

N.º de producto

270

Se ajusta a tubos endotraqueales de 7,0 a 10,0 mm

Dale® Stabilock™

Soporte de tubo endotraqueal

Para una estabilización cómoda y firme

Descripción del producto

Ayuda a prevenir la extubación accidental.

Instrucciones de aplicación

1. Limpie el tubo y déjelo secar.
2. Limpie la piel y aplique el producto de preparación cutánea. Quite los recubrimientos protectores de la base adhesiva y pegue ésta directamente encima del labio superior del paciente. **(A)** Recorte según la necesidad. La base adhesiva puede aplicarse orientando las lengüetas redondeadas hacia arriba o hacia abajo.

En pacientes con vello facial o traumatismos, modifique la base adhesiva según las necesidades individuales: aplique la base a la mandíbula inferior orientando las lengüetas redondeadas hacia arriba; o bien, recorte las lengüetas redondeadas y aplique la base a las mejillas del paciente.

Cambie la base adhesiva al cabo de 3 días o antes, de ser necesario.

3. Presione la correa para el cuello contra la parte de Velcro® de la base, asegurándose de que el canal para tubería quede alineado con el tubo endotraqueal. **(B)**
4. Abra las lengüetas de sujeción situadas a ambos extremos de la correa para cuello y enrolle ésta alrededor de la cabeza, justo debajo de las orejas. Afiance las lengüetas de sujeción al exterior de la correa para cuello. **(C)**
5. Empuje el canal hacia abajo de modo que abarque el tubo endotraqueal. **(D)**
6. Inmediatamente más allá de la marca de posición del tubo endotraqueal, enrolle ajustadamente una cinta adhesiva fuerte (por ejemplo, de tela) en espiral alrededor del canal y el tubo, para que queden bien firmes. **Asegúrese de enrollar la cinta sobre el tubo endotraqueal como mínimo 2,5 cm (1 pulgada) más allá del canal. (E)** Cambie la cinta según la necesidad.

Reajuste las lengüetas de sujeción según la necesidad para cerciorarse de que la correa para cuello esté bien firme.

Cambio de posición del tubo: Abra las lengüetas de sujeción. Presione la base adhesiva hacia abajo mientras desprende de ésta la correa para cuello. Cambie de posición el tubo endotraqueal; a continuación, vuelva a insertarlo en la base y afiance las lengüetas de sujeción.

Retirada: Extraiga el tubo del canal, retire la correa para cuello y desprenda suavemente la base adhesiva.

Dale **recomienda** **cambiar de posición el tubo endotraqueal a menudo** para prevenir las lesiones que la presión continua podría causar a los labios y al tejido subyacente.

Dale **recomienda encarecidamente** utilizar un soporte para el tubo del ventilador a fin de reducir la presión ejercida en el tubo endotraqueal.

Cómoda lista de verificación para asegurar una aplicación exitosa

- ✓ **Prepare** la piel cada vez que vaya a aplicar la base adhesiva.
- ✓ **Sitúe** la base adhesiva directamente encima de la línea de los labios.
- ✓ **Enrolle ajustadamente en espiral** una cinta adhesiva fuerte alrededor del canal y el tubo.
- ✓ **Asegúrese de** enrollar la cinta sobre el tubo como mínimo 2,5 cm (1 pulgada) más allá del canal.
- ✓ **Retire** la base adhesiva suavemente para reducir a un mínimo los daños a la piel.
- ✓ **Utilice un soporte** para el tubo del ventilador.

Encontrará una demostración de capacitación, un video de aplicación y más información en www.dalemed.com.

Información sobre pedidos

N.º H84102701 **Soporte para tubo endotraqueal Dale® Stabilock™**

Se ajusta a tubos endotraqueales de 7,0 a 10,0 mm.
Envases unitarios en caja de 10.

N.º H84102731 **Base adhesiva Dale® Stabilock™**

Envases unitarios en caja de 10.

Desechable. Para utilizar en un solo paciente. Patente en tramitación.
Cumple con las pautas de ACLS.

Podrá conseguir los productos médicos Dale a través de su distribuidor preferido de artículos médicos y hospitalarios.

Exento de látex.

©2006 Dale Medical Products, Inc. Velcro es marca registrada de Velcro USA, Inc.

Reservados todos los derechos.

Impreso en EE. UU.

REV B