

Produit n° H84106601

Fixation pour canule de trachéotomie Dale®
Avec barrière anti-fongique

Description du produit

La fixation pour canule sécurise la position de la canule de trachéotomie. Les languettes d'attache plus larges, effilées et anti-fongiques, passent plus facilement à travers les brides de la canule. Le collier en deux parties est doté d'une doublure imperméable et d'une section en tissu élastique permettant d'accommoder un œdème ou le réflexe de la toux.

Mode d'application

1. Faire passer une languette d'attache à travers une bride de la plaque de trachéotomie.
2. Ramener la languette en arrière, sur la bride, et la coller au collier ou sur le tissu souple de la languette d'attache.
3. Fixer la languette d'attache de la section courte à la section longue du collier. Régler à la longueur ou à la pression correcte.
4. Couper le surplus de tissu.

Attention : n'utiliser que si le patient est sous surveillance. Veiller à ce qu'un relâchement accidentel ne se produise pas. **Ne pas laver**. À usage unique pour un seul patient.

Références pour les commandes

H84106601 **Fixation pour canule de trachéotomie Dale®**
avec barrière anti-fongique
S'adapte pratiquement à toutes les tailles.
Boîte de 10 fixations emballées individuellement

H84102401 **Fixation pour canule de trachéotomie Dale®**
S'adapte pratiquement à toutes les tailles.
Boîte de 10 fixations emballées individuellement

H84102421 **Fixation pour canule de trachéotomie Dale®**
Pour nouveau-nés/bébés
S'adapte à la taille des nouveau-nés/bébés.
Boîte de 10 fixations emballées individuellement

H84102431 **Extension Dale®**
Languette d'extension de 15 cm pour modèles H84106601 et H84102401.

Code HCPCS : A7526

Les produits médicaux Dale sont vendus par les distributeurs de fournitures médicales/à l'usage des hôpitaux. **Sans latex**.



Dale Medical Products, Inc.
7 Cross Street, P. O. Box 1556, Plainville, MA 02762
Tél. : 800-343-3980 International : +1-508-695-9316 Fax : +1-508-695-6587
www.dalemed.com

Distributeur pour l'UE :
MDSS GmbH, Burckardtstr. 1
D-30163 Hanovre, Allemagne
Tél. : +49-511-6262-8630 Fax : +49-511-6262-8633