

Dale®

Stabilock Holder til endotrakealtube

Passer til endotrakealtuber str. 7,0-10,0 mm.

Anbringelse

1. Rens tuben. Lad den tørre.
2. Påfør klæbebunden. **(A1-4)**
3. Tryk halsremmen fast på den del af bunden, hvor burrebåndet sidder, og sørg samtidig for, at tubekanalens ende sidder ud for endotrakealtuben. **(B)**
4. Åbn låsefligene i begge ender af halsremmen og læg remmen rundt om hovedet lige under ørerne. Fastgør låsefligene på ydersiden af halsremmen. **(C)**
5. Fastgør tuben i tubekanalens ende.
 - Vikl kraftigt tape 1 gang rundt om tuben, der hvor kanalen dækker tuben
 - Tryk kanalen ned over tuben
 - Vikl tape rundt om tuben og kanalen **(D)**

Anden måde at fastgøre med tape:

- Tryk kanalen fast på tuben
 - Vikl kraftigt tape stramt rundt om tuben og kanalen. **Vikl tapen mindst 2,5 cm ud over kanalens ende (D)**
6. Sørg for, at halsremmen sidder godt fast ved at justere låsefligene efter behov.

Udskift tapen efter behov.

Udskift klæbebunden efter 3 dage eller før, hvis det er nødvendigt.

Aftagning

Tapen skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume.

Justering af tubens position

Åbn låsefligene. Hold klæbebunden fast, mens halsremmen trækkes af bunden. Flyt tuben. Tryk halsremmen fast på bunden igen og luk låsefligene.

Patientens hud og medicinske tilstand skal vurderes inden anbringelse for at forhindre ulceration eller ruptur af huden. Tilses dagligt eller oftere.

Dale anbefaler at flytte på endotrakealtuben ofte for at forhindre skade på læber og underliggende væv, der kan opstå pga. kontinuerligt tryk.

Dale anbefaler også kraftigt at støtte ventilationsslangen for at reducere trykket mod patientens ansigt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Praktisk tjekliste – hjælper med at sikre korrekt anbringelse

- ✓ Rens huden og smør hudplejeprodukt på inden hver påsætning af klæbebunden
- ✓ Anbring klæbebunden direkte over læbelinjen
- ✓ Vikl kraftigt tape i spiralbevægelse rundt om kanalen og tuben
- ✓ Sørg for at vikle tapen om tuben mindst 2,5 cm ud over kanalen
- ✓ Tag klæbebunden forsigtigt af for at reducere skade på huden
- ✓ Støt ventilationsslangen

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Dale Medical Products, Inc.
TLF.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

EC REP

