

Dale®

Stabilock

Endotrakeal Tüp Tutucu

7,0-10,0 mm büyüklüğünde endotrakeal tüpler için uygundur

Uygulama Talimatı

1. Tüpü temizleyin. Kurumasını bekleyin.
2. Yapışkan tabanı uygulayın.(A1-4)
3. Boyun bandını tabanın kanca kısmı üzerine bastırıp Tüp Kanalının endotrakeal tüp ile hizalandığından emin olun.(B)
4. Boyun bandının her iki ucunda bulunan tutturucu şeritleri açın ve bandı kulakların hemen altından baş etrafında sarın. Tutturucu şeritleri boyun bandının dışına tutturun.(C)
5. Tüpü Tüp Kanalında sabitleyin
 - Kanalin tüpü örteceği kısımda tüpün etrafına 1 kat kuvvetli yapışkan bant sarın
 - Kanalı tüpün üzerine aşağı bastırın
 - Tüpün ve Kanalin etrafını bantla sarın (D)

Alternatif Bantlama Yöntemi:

- Kanalı tüpün üzerine bastırın
 - tüp ve Kanalin etrafına kuvvetli yapışkan bandı sıkıca sarın. **Bandı Kanal ucundan sonra en az 2,5 cm uzanacak şekilde sarın (D)**
6. Tutturucu şeritleri gerektiği şekilde tekrar ayarlayarak boyun bandı güvenliğini sağlayın.

Bandı gerektikçe değiştirin.

Yapışkan Tabanı 3 günden sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

Çıkarma

Cilt travmasını önlemek için yapışkan dikkatle çıkarılmalıdır

Tüpün Tekrar Konumlandırılması

Tutturucu şeritleri açın. Boyun bandını tabandan soyarak ayırırken Yapışkan Tabanı yerinde tutun. Tüpü tekrar konumlandırın. Tekrar tabanın üzerine itip tutturucu şeritleri sağlamca tutturun.

Cilt ülserasyonlarını veya ciltte açılmayı önlemek için uygulama öncesinde hastanın cilt durumunu ve genel sağlık durumunu değerlendirin. Günlük olarak veya daha sık kontrol edin.

Dale dudaklar ve alttaki dokuların sürekli basıncı nedeniyle zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için **endotrakeal tüpün sık sık yeniden konumlandırılmasını önermektedir.**

Dale hastanın yüzü üzerindeki basıncı azaltmak için **ventilatör tüpünün desteklenmesini kuvvetle önermektedir.**

Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir

Başarılı Uygulama için Kolay Kontrol Listesi

- ✓ Her Yapışkan Taban uygulandığında cildi **hazırlayın**
- ✓ Yapışkan Tabanı dudak hattının hemen üzerinde **konumlandırın**
- ✓ Kanal ve tüp etrafında yapışkan bandı sıkıca **spiral şekilde sarın**
- ✓ Bandı tüpe Kanaldan sonra en az 2,5 cm uzanacak şekilde **sarın**
- ✓ Yapışkan Tabanı cilt hasarını en aza indirmek için yavaşça **çıkartın**
- ✓ Ventilatör tüpünü **destekleyin**

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Dale®, ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Almanya

