

(*Access Control for Enteral - *Ovladač přístupu pro enterální použití)

Pracuje s otevřenými nebo uzavřenými enterálními systémy

ACE Connector® je indikován pro ovládání toku tekutin do lékařských trubiček a z nich, přičemž se stará o dodávku enterální formy, injekční proplachování a tekuté léky, bez toho, že by narušoval linku dodávky tekutin, po dobu až 30 dní. Tento uzavřený systém chrání zdravotnické pracovníky před náhodným vystavením žaludečním šťávám pacienta.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

1 Napájecí procedura

- ACE Connector® nahrazuje enterální napájecí adaptéry PEG pro g-trubičky.
- Připojte konektor katétru na napájecí trubičku.
 - Vložte napájecí sadu či hrot stříkačky s bolusem do bílého flexibilního adaptéru.
 - Otočte rukojetí do pozice ON (ZAP) pro dodávání napájecí formy.
 - Otočte rukojetí do pozice OFF (VYP), jakmile je napájení ukončeno, a vyjměte napájecí sadu z bílého flexibilního adaptéru.

Je-li ACE Connector® používán pro plnění NG, připojte konec konektoru katétru přímo do trubičky NG. Postupujte dle bodů b až d uvedených výše.

2 Proplachovací stříkačka pro hrot katétru/Proplachování a procedura dodávání tekutého léku

Z bezpečnostních důvodů přijme ACE Connector® pouze proplachovací stříkačky pro hrot katétru a nepřijme sady nebo stříkačky pro hrot typu luer.

- Otočte rukojetí do pozice OFF (VYP).
- Přidrže ACE Connector® a pevně **zatlačte za současného otočení** hrot stříkačky pro zavedení katétru do samotěsnícího portu pro stříkačku, dokud není zajištěno těsné spojení.
- Naplňte tekutinu nebo lék do konektoru ACE Connector®.
- Vyjměte stříkačku. Port „Auto-Seal“ stříkačky se automaticky uzavře.
- Propláchněte port stříkačky Auto-Seal teplou vodou.

3 Drenážní a odsávací procedura

ACE Connector® nahrazuje konektory 5-in-1 používané s typy Salem, Levin a žaludečními trubičkami.

- Vyjměte jakýkoliv konektor 5-in-1 z pacientovy trubičky.
- Připojte konec konektoru katétru na pacientovou trubičku.
- Odstraňte bílý flexibilní adaptér a připojte odsávací trubičku přímo na ACE Connector®.
- Otočte rukojetí do pozice ON (ZAP) pro odsávání nebo odtok.
- Otočte rukojetí do pozice OFF (VYP) a vyjměte odsávací trubičku, pokud je to třeba.

Pro použití u jednoho pacienta.

Uchovávejte na chladném suchém místě. Federální zákony (v USA) omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na předpis lékaře.

- Pro zmobilizování pacienta otočte rukojetí do pozice OFF (VYP) a rozpojte napájecí sadu nebo odsávací trubičku. Pacient se potom může pohybovat, jak je potřeba. Napájení a odtok může potom pokračovat dle potřeby při opakování výše uvedeného postupu.
- ACE Connector® zůstává jako součást katétru podle přijatých medicínských norem.
- Změňte podle potřeby. Nedoporučuje se k použití po dobu delší než 30 dnů.
- V případě, že přístroj nefunguje dle návodu nebo dle očekávání, propláchněte ACE Connector® důkladně dle návodu a zkontrolujte nastavení enterálního podání. Pokud problém přetrvává, vyměňte jej za nový ACE Connector® a proveďte nastavení enterálního podání tak, jak je to třeba, podle nemocničního protokolu „provedení enterálního podání“.
- ACE Connector® poskytuje primární metodu podání pro enterální způsob podání u pacienta. Při podávání léků postupujte dle protokolu nemocnice nebo zdravotnického zařízení, týkajícího se provádění enterálního podávání.

Zdravotnické výrobky Dale® jsou dostupné u vašeho dodavatele nemocničního/zdravotnického materiálu.

Patent USA číslo 6,165,168

Informace pro objednání:

č. 475 Dale® ACE Connector®

Jednotlivé baleno.

Množství v krabicí: 50.

Dale®

Dale® Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Není vyrobeno za použití přírodního pryžového latexu

Vyrobeno v Číně 942183-ART_REV_1

© 2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® a ACE Connector® jsou registrované obchodní

známky společnosti Dale Medical Products, Inc.

v USA a EU.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

