

Nyitott vagy zárt enterális rendszerekkel működik

Az ACE Connector csatlakozó használatra javallott, legfeljebb 30 napos használatra, orvosi vezetékbe be-, illetve belőük kiáramló folyadékok vezérlésére és enterális készítmények, fecskendőöblítő folyadék, illetve folyékony gyógyszerek egyidejű adagolására a folyadékcsatlakozókat vezetőket megtörése nélkül. Ez a zárt rendszer védi az egészségügyi dolgozót a páciens gyomorfolyadékaival való véletlen érintkezés ellen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1 Táplálási eljárás

Az ACE Connector® csatlakozó a perkután endoszkopikus gastrotomiás (PEG) gyomorsőrt enterális táplálódaptereit helyettesíti.

- A katétercsatlakozó végét kapcsolja rá a tápcsőre.
- Helyezze be a táplálókészletet vagy a bőlusos fecskendő hegyét a hajlékony fehér adapterbe.
- A fogantyút fordítsa BE helyzetbe a tápformula adagolásához.
- Amikor a táplálás befejeződött, fordítsa a fogantyút KI állásra, majd a táplálókészletet vegye ki a hajlékony fehér adapterből.

Amikor az ACE Connector eszköz nasogasztrikus tápláláshoz kerül felhasználásra, a katétercsatlakozó végét közvetlenül az NG-csőbe csatlakoztassa. Ezután kövesse a fenti b-d. lépéseket.

2 Katétercsűcs-öblítő fecskendő/mosási és folyékony gyógyszeradagolási eljárás

Az ACE Connector csatlakozó biztonsági tulajdonsága, hogy csak katéteröblítő fecskendőköt fogad, és nem fogad be Luer-hegű adagoló készüléket vagy fecskendőköt.

- Fordítsa KI állásra a fogantyút.
- Fogja meg szilárdan az ACE Connector eszközt, nyomja le a katéteröblítő fecskendőt az automatikusan záródó fecskendőcsatlakozóba, és csavarja el, amíg rögzül.
- Töltsön folyadékot vagy gyógyszert az ACE Connector csatlakozóba.
- Távolítsa el a fecskendőt. Az önzáródó fecskendőcsatlakozás automatikusan bezárul.
- Az önzáródó fecskendőcsatlakozáson keresztül öblítse át az eszközt meleg vízzel.

3 Folyadékkezelési és lesvizási eljárás

Az ACE Connector® csatlakozó a Salem-, Levin- és gyomorcsővekhez alkalmazott 5 az 1-ben csatlakozókat helyettesíti.

- A betegcsőből távolítsa el minden 5 az 1-ben csatlakozót.
- A katétercsatlakozó végét kapcsolja rá a betegcsőre.
- Vegye ki a hajlékony fehér adaptert, majd egyenesen az ACE Connector csatlakozóba csatlakoztassa a szívócsövet.
- A szívás vagy folyadékkezelés megkezdéséhez a fogantyút fordítsa BE állásra.
- Fordítsa a fogantyút KI állásra, majd tetszé szerint vegye ki a szívócsövet.

Egy beteghez való használatra!

Hűvös, száraz helyen tartandó.

Az amerikai szövetségi jobszabályok értelmében a termék kizárólag csak orvosok által, illetve orvosi rendelvényre forgalmazható.

- Annak érdekében, hogy a beteg mozoghasson, a fogantyút állítsa KI helyzetbe, és csatlakoztassa le a táplálókészletet vagy szívócsövet. Ekkor a beteg tetszés szerint járhalhat. A fenti eljárások megismétlésevel szükség szerint lehet folytatni a táplálást és a folyadékkezelést. Az ACE Connector csatlakozó az elfogadott egészségügyi szabványoknak megfelelően katéter részeként marad a betegben.
- Szükség szerint cserélje. 30 napot meghaladó használatra nem javallott.
- Abban az esetben, ha az eszköz nem az utasításokban leírt módon, illetve nem az elvárt módon működik, akkor az utasításoknak megfelelően alaposan öblítse át az ACE Connector csatlakozót, és ellenőrizze az enterális behelyezőszerkezetet. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, akkor szükség szerint új ACE Connector csatlakozóra és enterális behelyezőszerkezetre cserélje le az eszközt, ekközben betartva a kórház „enterális táplálásszabályzati” protokollját.
- Az ACE Connector csatlakozó elsősorban betegek enterális táplálásához szükséges behelyező mód szerint nyújt. A gyógyszerek adagolásakor kövesse a kórház „enterális táplálásszabályzati” protokollját.

A Dale® gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi/gyógyászati eszköz-forgalmazójától.

USA-beli szabadalomszám: 6.165.168

Megrendelési információ

#475 Dale® ACE Connector® csatlakozó
Egyedi csomagolású.
50 darabos dobozokban forgalmazva.

Dale

Dale® Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Származási ország: Kína 942183-ART_REV_I
© 2017 Dale Medical Products, Inc.
A Dale® és az ACE Connector® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Németország

Hungarian

