

Dale ACE Connector csatlakozó

REF 475

(*Access Controller for Enteral -enterális hozzáférésevel)

Nyitott vagy zárt enterális rendszerekkel működik

Az ACE Connector csatlakozó használata javallott, legfeljebb 30 napos használatra, orvosi vezetékbe be-, illetve belőlük kiáramló folyadékok vezetésére és enterális készítmények, fecskendőöblítő folyadék, illetve folyékony gyógyszerek egyidejű adagolására a folyadékátszállító vezeték megterése nélkül. Ez a zárt rendszer védi az egészségügyi dolgozót a páciens gyomorfoládékaival való véletlen érintkezés ellen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1 Táplálási eljárás

Az ACE Connector csatlakozó a perkután endoszkopikus gasztrotomiás (PEG) gyomorcső enterális táplálóadaptereit helyettesíti.

- A katétercsatlakozó végét kapcsolja rá a tápcsőre.
- Helyezze be a táplálókészletet vagy a bőluszos fecskendő hegyét a hajlékony fehér adapterbe.
- A fogantyút fordítsa BE helyzetbe a tápformula adagolásához.
- Amikor a táplálás befejeződött, fordítsa a fogantyút KI állásra, majd a táplálókészletet vegye ki a hajlékony fehér adapterből.

Amikor az Ace Connector eszköz nasogasztrikus tápláláshoz kerül felhasználásra, a katétercsatlakozó végét közvetlenül az NG-csőbe csatlakoztassa. Ezután kövesse a fenti b-d. lépéseket.

2 Katétércsőcs-öblítő fecskendő/mosási és folyékony gyógyszeradagolási eljárás

Az ACE Connector csatlakozó biztonsági tulajdonsága, hogy csak katéteröblítő fecskendőt fogad, és nem fogad be Luer-hegyű adagoló készleteket vagy fecskendőt.

- Fordítsa KI állásra a fogantyút.
- Fogja meg szilárdan az ACE Connector eszközt, nyomja le a katéteröblítő fecskendőt az automatikusan záródó fecskendőcsatlakozóba, és csavarja el, amíg rögzül.
- Töltsön folyadékot vagy gyógyszert az ACE Connector csatlakozóba.
- Távolítsa el a fecskendőt. Az önzáródó fecskendőcsatlakozás automatikusan bezárul.
- Az önzáródó fecskendőcsatlakozáson keresztül öblítse át az eszközt meleg vízzel.

3 Folyadékvezetési és leszívási eljárás

Az ACE Connector csatlakozó a Salem-, Levin- és gyomorcsővekhez alkalmazott 5 az 1-ben csatlakozókat helyettesíti.

- A betegcsőből távolítson el minden 5 az 1-ben csatlakozót.
- A katétercsatlakozó végét kapcsolja rá a betegcsőre.
- Vegye ki a hajlékony fehér adaptert, majd egyenesen az ACE Connector csatlakozóba csatlakoztassa a szívócsövet.
- A szívás vagy folyadékvezetés megkezdéséhez a fogantyút fordítsa a BE állásra.
- Fordítsa a fogantyút KI állásra, majd tetsze szerint vegye ki a szívócsövet.

Egy beteghez való használatra!

Hüvös, száraz helyen tartandó.

Az amerikai szövetségi jogszabályok értelmében a termék kizárólag csak orvosok által, illetve orvosi rendelvényre forgalmazható.

- Annak érdekében, hogy a beteg mozoghasson, a fogantyút állítsa KI helyzetbe, és csatlakoztassa le a táplálókészletet vagy szívócsövet. Ekkor a beteg tetszés szerint járhatja. A fenti eljárások megismétlésével szükség szerint lehet folytatni a táplálást és a folyadékvezetést.
- Szükség szerint cserélje. 30 napot meghaladó használata nem javallott.
- Abban az esetben, ha az eszköz nem az utasításokban leírt módon, illetve nem az elvárt módon működik, akkor az utasításoknak megfelelően alaposan öblítse át az ACE Connector csatlakozót, és ellenőrizze az enterális behelyezőszerkezetet. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, akkor szükség szerint új ACE Connector csatlakozóra és enterális behelyezőszerkezetre cserélje le az eszközt, eközben betartva a kórház „enterális táplálásszabályzati” protokollját.
- Az ACE Connector csatlakozó elsősorban beteg enterális táplálásához szükséges behelyező módszert nyújt. A gyógyszerek adagolásakor kövesse a kórház „enterális táplálásszabályzati” protokollját.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi/gyógyászati eszköz-forgalmazójától.

USA-beli szabadalomszám: 8,353,895

Megrendelési információ

475

Dale ACE Connector csatlakozó

Egyedi csomagolású.

50 darabos dobozokban kapható.

Dale



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7

Franklin, MA 02038-3298

T: 508-695-9316

www.dalemed.com

Származási ország: Kína 942183-ART_REV_1

©2018 Dale Medical Products, Inc.

A Dale® és az ACE Connector® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Németország

Hungarian

