

(*Access Controller for Enteral)

Toimii ISO 80369-3 -yhteensopivien avointen tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa

ACE Connector -liitin on tarkoitettu lääketieteellisten letkujen tulo- ja poistovirtauksen säätöön enteraaliruokinnan, ruiskuhuuteluun ja nestelääkityksen yhteydessä enintään 30 vuorokauden ajaksi ilman, että nesteiden syöttöletkuja tarvitsee katkaista. Tämä suljettu järjestelmä suojaa yhtenäisyyttä vahingossa tapahtuvilta potilaiden mahan nesteille altistumisilta.

KÄYTTÖOHJEET

1 Ruokinnassa voidaan käyttää ENFit-tyyppisiä pienireikäisiä ruokintaletkuja, PEG-/PEJ-letkuja, useimpia G-/J-letkuja ja ruokintavälineistöjä.

Kun ACE Connector -liittintä käytetään enteraaliseen ruokintaan, ACE:n naaraspuolinen ENFit-distaaliportti tulee liittää enteraaliletkun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen. Noudata alla olevia käyttöohjeita a-d.

- Liitä ACE:n naaraspuolinen ENFit-portti (distaalipuoli) potilaan ruokintaletkun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen.
- Kohdistista ja kierrä enteraalisen ruokintasetin naaraspuolinen ENFit-liitin ACE Connector -liittimen koiraspuoliseen ENFit-porttiin (proksimaalipuoli).
- Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
- Käännä kahva KIINNI-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja kierrä ruokintasetti irti ACE Connector -liittimestä.

ACE Connector -liittintä käytetään PEG-/BRT-/G-letkujen ja useimpien enteraaliseen ruokintaan käytettyjen G-J-letkujen kanssa.

*Pallottomien PEG-letkujen kanssa on ehkä käytettävä välikosta 80369-3 ENFit -siirtoliittintä tai yleissovintaa. Niitä ei toimiteta ACE Connector -liittimen mukana.

2 60 ml:n ENFit-kärkinen huuhteluruisku - huuhtelu ja nestemäisen lääkityksen anto

Turvaominaisuutena uuden ACE Connector -liittimen kärkeen sopivat vain ENFit-kärkiset enteraaliset huuhteluruiskut. Siihen eivät sovi katetri-kärkiset ruiskut, luer-kärkiset ruiskut, luer-kärkiset annosteluletkut tai injektioneulat.

- Käännä kahva KIINNI-asentoon.
- Piöä ACE Connector -liittimestä tukevasti kiinni ja kohdistista naaraspuolinen ENFit-ruisku ja Auto-Seal-ruiskulääkeportin kanssa ja työnnä ruisku porttiin samalla kiertäen, kunnes ruisku pysähtyy. - **ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA!** Huuhteleminen on erittäin suositeltavaa ennen käyttöä ja käyttöä jälkeen.
- Annostele neste tai lääke ACE Connector -liittimen Auto-Seal-ruiskulääkeporttiin tai vedä haluttuessa pois mansansisällön jäännökset.
- Irrota ruisku. Koiraspuolisella ENFit-liittimellä varustettu Auto-Seal-ruiskulääkeportti sulkeutuu automaattisesti.
- Huuhtele vedellä Auto-Seal-ruiskulääkeportin läpi, kunnes puhdas.
- Käännä kahva AUKI-asentoon.

Tämä tuote on yhteensopiva porrastetun ENFit-liittimen ja suppilotyypisten ENFit-liittimien kanssa.

3 Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa Ei-kliniisissä testeissä on osoitettu, että Dale Medicalin 485 ENFit™ ACE CONNECTOR -liitin on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilasta, jolla on tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvauksjärjestelmässä välittömästi asennuksen jälkeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Staattinen magneettikenttä on vain 1,5 ja 3 teslaa.
- Spatiaalisen gradienttikentän voimakkuus on enintään 3 000 gaussia/cm.

Potilaskohtainen / säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa

Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

- Jos potilas tarvitsee kävellä, käännä kahva KIINNI-asentoon ja irrota ruokintasetti. Potilas voi kävellä tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokintaa voidaan tarvittaessa jatkaa edellä kuvatulla tavalla. ACE Connector -liitin pysyy osana kateetriä hyväksytyjen lääketieteellisten standardien mukaisesti.
- Vaihda tarvittaessa sairaalan käytännön mukaisesti. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
- Jos laite ei toimi ohjeiden tai odotusten mukaisesti, huuhtele ACE Connector -liitin huolellisesti ohjeiden mukaan ja tarkasta, että enteraalinen ruokinta on asetettu oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda tarpeen mukaan tilalle uusi ACE Connector -liitin ja enteraalinen ruokintasetti sairaalan enteraalisen ruokinnan ohjeita noudattaen.
- ACE Connector -liittimen pääsäälinen on tarjota artonemetelmä potilaan enteraalista ruokintaa varten. Lääkkeitä annettaessa on noudatettava sairaalan tai laitoksen enteraalisen ruokinnan ohjeita.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatavotteiden myyjiltä. Patentihakemus vireillä.

Tilastiedot

485

Dale ACE Connector®

Yksittäispakattu.

Myydään 50 kappaleen laatikoissa.

Valmistettu Kinassa 942253-ART_REV_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® ja ACE Connector® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:n alueella. ENFit™ on GEDA:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön on saatu lupa.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
Puhelin: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



Ei ole valmistettu luonnonumukalateksista



MDSS GmbH
Schiffbräuner 41
D-30175 Hannover, Saksaa

