

(*Ελεγκτής πρόσβασης για εντερικά συστήματα)

Λειτουργεί με ανοικτά ή κλειστά εντερικά συστήματα που είναι συμβατά με το ISO 80369-3

Ο σύνδεσμος ACE Connector ενδείκνυται για τον έλεγχο ροής υγρών εντός και εκτός ιατρικών σωλήνων ενώ παρέχει οδό για τη χορήγηση σκευασμάτων εντερικής διατροφής, καταιοισμό σύριγγας και υγρών φαρμάκων, χωρίς να διακόπτονται οι σωληνώσεις παροχής υγρών, για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών. Αυτό το κλειστό σύστημα προστατεύει το προσωπικό υγειονομικής περιβαλμένης από τυχαία έκθεση σε γαστρικά υγρά των ασθενών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Η διαδικασία σίτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωλήνες σίτισης μικρού διαμετρήματος τύπου ENFit, PEG/PEJ, τους περισσότερους από τους σωλήνες G/J, και σετ χορήγησης σίτισης.

Όταν ο σύνδεσμος ACE Connector χρησιμοποιείται για εντερική σίτιση, συνδέστε το θηλυκό περιφερικό άκρο ENFit του ACE με το αρσενικό άκρο του συνδέσμου ENFit Connector ενός εντερικού σωλήνα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες α - δ.

- Συνδέστε το θηλυκό άκρο του ENFit (περιφερική πλευρά) του ACE με τον αρσενικό σύνδεσμο ENFit του σωλήνα σίτισης ασθενούς.
- Ευθυγραμμίστε & στρέψτε το σετ εντερικής χορήγησης σίτισης με το θηλυκό σύνδεσμο ENFit με το αρσενικό άκρο ENFit (εγγύς πλευρά) του συνδέσμου ACE Connector.
- Γυρίστε λαβή στη θέση ON για να χορηγηθεί το σκεύασμα εντερικής σίτισης.
- Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF όταν ολοκληρωθεί η σίτιση και αφαιρέστε το σετ σίτισης από το σύνδεσμο ACE Connector βελώνοντας το.

Ο σύνδεσμος ACE χρησιμοποιείται με τις σωληνώσεις PEG/BRT/G / τις περισσότερες σωληνώσεις GJ εντερικής σίτισης.

*Οι σωλήνες χωρίς μπαλόνι PEG μπορεί να απαιτεί τη χρήση ενός λευκού μεταβατικού συνδέσμου 80369-3 ENFit ή προσαρμογέα γενικής χρήσης, δεν παρέχεται με το σύνδεσμο ACE Connector.


2 Άκρο σύριγγας καταιοισμού 60 ml ENFit / Διαδικασία Πλύσης και χορήγησης υγρού φαρμάκου

Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, ο καινούργιος σύνδεσμος ACE Connector θα δέχεται μόνο άκρο σύριγγας εντερικού καταιοισμού ENFit και δεν θα δέχεται σύριγγες με άκρο καθετήρα, σύριγγες με άκρο Luer, σετ χορήγησης με άκρο Luer δίοικηση, ή υποδόριες βελόνες.

- Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF.
- Ενώ κρατάτε το ACE Connector σταθερά, Ευθυγραμμίστε, Πιέστε & Περιστρέψτε το θηλυκό άκρο της σύριγγας ENFit στην υποδοχή χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal μέχρι να σταματήσει. **ΜΗ ΣΦΙΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ!** Συνιστάται ιδιαίτερα να εφλάτνετε πριν και μετά τη χρήση.
- Χορηγήστε το υγρό ή τη φαρμακευτική αγωγή στην υποδοχή χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal του συνδέσμου ACE ή αναρροφήστε τα γαστρικά υπόλειμμα αν προμηθείτε.
- Αφαιρέστε τη σύριγγα. Η υποδοχή χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal με αρσενική διασπασή του συνδέσμου ENFit θα αφραγεί αυτόματα.
- Εφλάτνετε με νερό μέσω της υποδοχής χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal μέχρι να μην υπάρχει υπόλειμμα φαρμάκου.

στ.Γυρίστε λαβή στη θέση ON.

Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με κλιμακωτό σύνδεσμο μετάβαστο ENFit και κωνικούς συνδέσμους ENFit.

3 MR Conditional  **Μη κλινικές δοκιμές απέδειξαν ότι ο σύνδεσμος Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR είναι MR Conditional. Ένας ασθενής με αυτή τη συσκευή μπορεί να εκτεθεί σε MR μαγνητική τομογραφία αμέσως μετά την τοποθέτηση της υπό τους ακόλουθους όρους:**

- Στατικό μαγνητικό πεδίο 1.5 – Tesla και 3-Tesla, μόνο.
- Η μέγιστη χωρική βαθμίδα του μαγνητικού πεδίου του 3000 Gauss / cm ή λιγότερο.

Για χρήση σε ένα μόνον ασθενή / Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό χώρο

Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση του οργάνου αυτού μόνο από ιατρό ή με εντολή ιατρού.

- Για να περπατήσετε ο ασθενής, γυρίστε λαβή στη θέση OFF και αποσυνδέστε το σετ σίτισης. Ασθενής μπορεί στη συνέχεια να περπατά όπως θέλει. Η σίτιση μπορεί να συνεχιστεί όταν χρειαστεί επαναλαμβανώντας τις παραπάνω διαδικασίες. Ο σύνδεσμος ACE Connector παραμένει ως μέρος του καθετήρα σύμφωνα με αποδεκτά ιατρικά πρότυπα.
- Αλλάξτε όταν χρειάζεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου. Δεν συνιστάται για χρήση πάνω από 30 ημέρες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις οδηγίες ή όπως πρέπει, Εφλάτνετε καλά το Σύνδεσμο ACE Connector σύμφωνα με τις οδηγίες και ελέγξτε τη διαμόρφωση εντερικής χορήγησης. Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο σύνδεσμο ACE Connector και σετ εντερικής χορήγησης όπως απαιτείται, ακολουθώντας το νοσοκομειακό πρωτόκολλο «Διαχείρισης εντερικής σίτισης».
- Ο σύνδεσμος ACE Connector παρέχει κατά κύριο λόγο μια μέθοδο χορήγησης εντερικής σίτισης ασθενούς. Όταν χορηγούνται φάρμακα, ακολουθήστε το πρωτόκολλο διαχείρισης εντερικής σίτισης του νοσοκομείου ή του ιδρύματός.

Τα ιατρικά προϊόντα Dale είναι διαθέσιμα από τον αντιπρόσωπο νοσοκομειακών/ιατρικών προμηθειών. Εκκρεμεί ευρωπαϊκή.

Πληροφορίες Παραγγελίας

485

Dale ACE Connector®

Σε ατομικές συσκευασίες.

Παλούνται σε κουτιά των 50.

Κατασκευάζεται στην Κίνα 942253-ART_REV_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

Τα Dale® & ACE Connector® είναι σήματα κατατεθέντα της

Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ και ΕΕ.

Το ENFit™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της GEDSA και χρησιμοποιείται με την άδεια της.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Δεν είναι κατασκευασμένο με φυσικό ελαστικό latex

