

(\*Enterális hozzáférés-vezérlő)

Használható ISO 80369-3 szabvánnyal kompatibilis nyitott és zárt enterális rendszerekkel

Az ACE Connector csatlakozó használata javallott orvosi vezetékbe be-, illetve belőlük kiáramló folyadékok vezérlésére és enterális készítmények, fecskendőöblítő folyadék, illetve folyékony gyógyszerek egyidejű adagolására a folyadékszállító vezeték megcsuklása nélkül, legfeljebb 30 napig. Ez a zárt rendszer védelmezi az egészségügyi dolgozót a beteg emésztőnedveivel való véletlen érintkezéstől.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### 1 Táplálási eljárás használható az ENFit típusú kisméretű táplálócsövekkel, PEG/PEJ-eszközökkel, a legtöbb G/J-csővel és táplálókészlettel.

Ha az ACE Connector csatlakozót enterális tápláláshoz használja, csatlakoztassa az ENFit disztális csatlakozóját egy enterális cső ENFit Connector csatlakozódugójához. Kövesse az alábbi, a-d jelű lépéseket.

- Csatlakoztassa az ENFit (disztális oldali) csatlakozóját a beteg táplálócsövén található ENFit csatlakozódugóhoz.
- Az enterális táplálókészlet ENFit csatlakozóját illesse az ACE Connector (proximális oldali) ENFit csatlakozódugójára, és csavarja rá.
- A fogantyút fordítsa BE helyzetbe a tápformala adagolásához.
- Amikor a táplálás befejeződött, fordítsa a fogantyút KI állásba, majd a táplálókészletet csavarja le az ACE Connector csatlakozóról.

### Az ACE Connector csatlakozó a PEG/BRT/G-gyomorcsővel/a legtöbb G-J rendszer enterális táplálócsövével használható.

\*A ballon nélküli PEG-csővel való használatához az ACE Connector csatlakozóhoz nem mellékelte fehér 80369-3 ENFit átalakítóra vagy egy univerzális adapterre lehet szükség.

### 2 60 ml-es, ENFit végű öblítőfecskendő/mosófoladék és folyékony gyógyszerek adagolása

A biztonság érdekében az új ACE Connector csatlakozó csak az ENFit végű enterális öblítőfecskendőkkel kompatibilis, katétervégű fecskendőkkel, Luer végű fecskendőkkel, Luer végű adagolókészlettel vagy hipodermális injekciós tűvel nem használható.

- A fogantyút fordítsa KI helyzetbe.
- Tartsa erősen az ACE Connector csatlakozót, és illesse, nyomja, majd csavarja bele ütököség az ENFit csatlakozóját az önzáró fecskendő-csatlakozásba. **NE CSAVARJA RÁ TÚL ERŐSEN!** Használat előtt és után a csatlakozót ajánlatos kiöblíteni.
- Töltsön folyadékot vagy gyógyszert az ACE Connector önzáró fecskendő-csatlakozásába, vagy szükség esetén távolítsa el a fennmaradó gyomortartalmat.
- Távolítsa el a fecskendőt. Az ENFit Connector csatlakozódugós felülettel ellátott önzáró fecskendő-csatlakozása automatikusan bezárul.
- Ez az önzáró fecskendő-csatlakozáson keresztül öblítse át az eszközt vízzel a gyógyszermaradványok eltávolításához.
- A fogantyút fordítsa BE helyzetbe.

A termék kompatibilis az ENFit lépcsőzetes átalakítóval és az ENFit tölcéses csatlakozókkal.

### 3 MR-feltételes Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR eszköz nem klinikai bizonyítottan MR-feltételes. Az eszközt élő betegen a behelyezést követően MR-vizsgálat az alábbi feltételekkel biztonságosan végezhető:

- Kizárólag 1,5 tesla és 3 tesla erősségű statikus mágneses térrel.
- Legfeljebb 3000 Gauss/cm maximális térgradiensű mágneses térrel.

Egyetlen betegen való alkalmazásra/Hűvös, száraz helyen tárolja

Az USA szövetségi törvényei alapján az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelre adható ki.

- Annak érdekében, hogy a beteg mozoghasson, a fogantyút állítsa KI helyzetbe, és válassza le a táplálókészletet. Ekkor a beteg tetszés szerint járhatja.
- A fenti eljárások megismétlése érdekében szükség szerint le kell folytatni a táplálást. Az ACE Connector csatlakozót az elfogadott egészségügyi szabványoknak megfelelően a katéter részeként marad a betegben.
- Cserélje a kórházi protokollnak megfelelően. 30 napot meghaladó használata nem javallott.
- Abban az esetben, ha az eszköz nem az utasításokban leírt módon, illetve nem az elvárt módon működik, akkor az utasításoknak megfelelően alaposan öblítse át az ACE Connector csatlakozót, és ellenőrizze az enterális behelyező-szerkezetet. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, szükség szerint új ACE Connector csatlakozóra és enterális behelyező-szerkezetre cserélje le az eszközt, eközben betartva a kórház enterális táplálásra vonatkozó szabályait.
- Az ACE Connector csatlakozó elsősorban betegeknél enterális tápláláshoz szükséges behelyezőmódszerként működik. A gyógyszerek adagolásakor kövesse a kórház vagy beteg gondozó központ enterális táplálásra vonatkozó szabályait.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától. Szabadalmaztatás alatt.

## Rendelési információ

485

Dale ACE Connector® csatlakozó  
Darabonkénti csomagolásban.  
50 darabos dobozokban kapható.



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA, 02038-3298, USA  
Tel: +1-508-695-9316  
www.dalemed.com



Nem természetes latex gumból készült

Származási ország: Kína 942253-ART\_REV\_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

A Dale® és az ACE Connector® a Dale Medical Products, Inc.

bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.

Az ENFit™ a GEDSA bejegyzett védjegye, használata a

GEDSA engedélyével történik.



MDSS GmbH  
Schiffbrannen 41  
D-30175 Hannover, Németország

