

(\*経腸用アクセスコントロール)

ISO 80369-3 規格に準拠する開式閉式どちらの経腸システムでも使用可

ACE Connector は、最高30日間まで液体投与の流れを止めることなしに経腸用栄養剤の投与、シリンジ洗浄、液剤投与を行いながら医療用チューブ内の液体の流出入を制御するものです。閉鎖システムですので、介護担当者が誤って患者の胃液に暴露されることはありません。

## 使用方法

■ 栄養剤投与には、ENFit タイプの小径投与チューブ、PEG/PEJ、殆どの G/J チューブおよび栄養剤投与セットが使用できます。

経腸栄養剤投与を行うために ACE Connector を使用する場合は、ACE のメス型 ENFit 遠位端を経腸チューブのオス型 ENFit コネクタに接続します。下記 a ~ d に従ってください。

- ACE のメス型 ENFit ポート (遠位端) を患者栄養剤投与チューブにあるオス型 ENFit コネクタに接続します。
- 経腸栄養剤投与セットの ENFit メス型コネクタを ACE Connector のオス型 ENFit ポート (近位端) と合わせ、回転させます。
- ハンドルを ON の位置に回して栄養剤を投与します。
- 投与が完了したらハンドルを OFF の位置に回し、栄養剤投与とセットを逆に回転させ ACE Connector から外します。

ACE Connector は、PEG / BRT / G-チューブ / 殆どの G-J 経腸投薬チューブと一緒に使用します。

\*非バルーン型の PEG チューブの場合、ACE Connector に付いていない白色 80369-3 ENFit トランジットコネクタまたは万能アダプタが必要なこともあります。

■ 60mL ENFit 先端洗浄シリンジ / 洗浄および液剤投与方法  
安全面のため、新しい ACE Connector は ENFit 先端経腸洗浄シリンジのみ使用可能で、カテテル先端洗浄シリンジ、ルアー先端シリンジ、ルアー先端投与セットおよび皮下注射器管理セットは使用できません。

- ハンドルを OFF の位置に回します。
- ACE Connector をしっかり持ちながら ENFit メス型先端シリンジをオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに合わせ、きっちりとはまるまで押しながらか回転させます。この際きつく締め過ぎないでください! 使用前後にリンスすることをお奨めします。
- ACE Connector オートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに液体あるいは薬剤を注入するか、必要な場合は胃内残存物を取り除きます。
- シリンジを外すと、オス型 ENFit コネクタのあるオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートが自動的に密閉されます。
- 残留薬剤が全て無くなるまでオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに水を流しリンスします。
- ハンドルを ON の位置に回します。

本製品は、ENFit ステップ付きトランジット・コネクタおよび ENFit 漏斗コネクタと一緒に使用できます。

■ MR Conditional (MRでは条件付) ⚠️ 非臨床において、Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR は、MR Conditional であることが実証されています。本製品を使用する患者は、以下の条件下で取付後直ちに安全にMR検査を受けることができます。

- 静磁場強度 1.5 テスラまたは 3 テスラのみに。
- 最大傾斜磁場 3000 ガウス / cm 以下。

1人の患者のみに使用 / 乾燥した涼しい場所で保管してください。

本機器の販売は、米国連邦法により医師あるいは医師の指示によること、と制限されています。

- 患者を歩かせる時には、ハンドルを OFF の位置に回し、投与セットを外します。これで患者は自由に歩くことができます。上記手順を繰り返すことにより、投与するときに応じて再開できます。ACE Connector は受容されている医療基準に準じカテテルの一部となっています。
- 病院のプロトコルに従い、必要に応じて取り換えてください。30日を超える使用はお控えください。
- 機器が説明通りあるいは期待通りに機能していない場合は、説明書に従って完全に ACE Connector をリンスし、経腸投与の設定を確かめます。問題が解決しない場合は、病院の「経腸投与管理」プロトコルに従い、新しい ACE Connector と経腸投与セットに取り換えてください。
- ACE Connector は主に患者の経腸栄養剤投与方法を提供するものです。薬剤投与の際は、病院や施設の経腸栄養剤投与の管理プロトコルに従ってください。

Dale社の医療品は優先病院 / 医療品用供給ディーラーよりお求めください。特許出願中

## 発注情報

485 Dale ACE Connector®  
個別包装  
1箱 50 個入り



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316  
www.dalemed.com

中国製 942253-ART\_REV\_B  
©2017 Dale Medical Products, Inc.  
Dale® と ACE Connector® は、米国及び欧州 Dale Medical Products, Inc. の登録商標です。  
ENFit™ は、GEDSA の登録商標であり、使用許可を得ています。



MDSS GmbH  
Schiffbräuner 41  
D-30175 Hannover, Germany



天然ゴムラテックスは含まれておりません。

