

(*소화관용 액세스 컨트롤러)

ISO 80369-3 규격을 준수한 개방 또는 폐쇄 소화관 시스템과 함께 작동합니다.

ACE Connector는, 최대 30일 동안, 액 공급선을 절단하지 않고서도, 소화관 처방영양식, 주사기 세척 및 물약 공급을 실시하면서 액의 흐름을 의류용 튜브 안팎으로 통제하기 위한 용도입니다. 이 폐쇄 시스템은 의료요원들이 우발적으로 환자의 위액에 노출되는 것을 방지합니다.

사용법

1 다음 절차는 ENFit 형 소구경 금양 튜브, PEG/PEJ, 대부분의 G/J 튜브, 및 영양 관리 세트와 함께 사용할 수 있습니다.

ACE Connector를 소화관 금양에 사용할 시, ACE의 암 ENFit 원위 포트를 소화관 튜브의 숫 ENFit Connector에 부착하십시오. 아래 a-d항 설명을 따르십시오.

- ACE의 암 ENFit 포트(원위 쪽)를 환자 금양 튜브의 숫 ENFit Connector에 부착하십시오.
- ENFit 암 커넥터를 갖춘 소화관 금양 세트를 숫 ENFit 포트(근위 쪽)에 맞추어 조정하고 비틀어 돌려 조이십시오.
- 핸들을 ON 위치로 돌려 금양 처방 영양식을 공급하십시오.
- 금양이 완료되면 핸들을 OFF 위치로 돌리고 금양 세트를 풀어 ACE 커넥터에서 분리하십시오.


ACE Connector는 PEG/BRT/G-tube/대부분의 G-J 소화관 금양 튜브와 호환됩니다.

*무풍선 PEG 튜브는 ACE 커넥터와 함께 공급되지 않은, 백색의 80369-3 ENFit 트랜스젠 커넥터 또는 범용 어댑터를 사용해야 할 수도 있습니다.

2 60mL ENFit 팁 관주 주사기/세척 및 액체 약 공급 절차 안전 기능으로서, 신중 ACE Connector는 ENFit 팁 소화관 관주 주사기만 수용하며 카테터 팁 주사기, 루어 팁 주사기, 루어 팁 투여 세트나 피하 주사바늘은 수용하지 않습니다.

- 핸들을 OFF 위치로 돌려십시오.
- ACE Connector를 단단히 잡은 상태에서 ENFit 암 팁 주사기를 오토-시일 주사기 투약 포트에 맞추어 조정하고, 그 포트 안으로 밀어 넣고 꼭 맞을 때까지 비틀어 돌려 조이십시오. **과도하게 조이지 마십시오!** 사용 전과 후에 물로 씻어 내기를 강력히 권장합니다.
- 액이나 약을 ACE Connector 오토-시일 주사기 투약 포트에 투여하거나 원하는 경우 위 잔류물을 빼내십시오.
- 주사기를 제거하십시오. 숫 ENFit Connector 인터페이스를 갖춘 오토-시일 주사기 투약 포트는 자동으로 밀봉됩니다.
- 액체 잔류물이 없어질 때까지 오토 시일 주사기 투약 포트를 통해 물로 씻어 내십시오.
- 핸들을 ON으로 돌려십시오.

이 제품은 ENFit 단계식 트랜스젠 커넥터와 ENFit 깔때기 커넥터와 호환됩니다.

3 MR Conditional  비-임상 시험 결과 Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR는 MR Conditional(MRI 안전성 조건부 인증)라는 것이 입증되었습니다. 이 장치가 몸에 있는 환자는 다음 조건하에 안전히 후 측시 MR 시스템으로 안전하게 스캔을 받을 수 있습니다.

- 오직, 1.5-테슬라 및 3-테슬라의 정자기장.
- 3000 가우스/cm 이하의 최대 공간 경사 자기장.

단일 환자용 / 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오

연방법(미국)에 따라 본 장치는 의사에 의해서만 또는 의사의 주문에 따라서만 판매됩니다.

- 환자를 걸어 다니게 하기 위해, 핸들을 OFF 위치로 돌리고 금양 세트를 분리하십시오. 그러면 환자는 원하는 대로 이동할 수 있습니다. 금양은 위의 절차를 반복함으로써 필요에 따라 재개할 수 있습니다. ACE Connector는 인정된 의료 표준에 따라 카테터의 일부로 남습니다.
- 필요한 경우 병원 프로토콜에 따라 교체하십시오. 30일 이상 사용은 권장하지 않습니다.
- 이 장치가 사용된 대로 또는 예상했던 대로 기능을 수행하지 않는 경우에는, 사용법에 따라 ACE Connector를 빈틈없이 씻어내고 소화관 공급 세트를 점검하십시오. 문제가 지속되면, 필요한 경우 병원 "소화관 금양 관리" 프로토콜에 따라, 새 ACE Connector와 소화관 공급 세트로 교체하십시오.
- ACE Connector는 주로 환자 소화관 금양을 위한 공급 방법을 제공합니다. 약물 투여 시에는 병원 또는 의료시설의 소화관 금양 관리 프로토콜을 따르십시오.

Dale의 제품은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다. 특히 출원 중.

주문 정보

485 Dale ACE Connector®
개별 포장,
50개입 상자로 판매.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA. 02038-3298, 미국
전화: +1-508-629-9316
www.dalemed.com



천연 고무 라텍스 제조되지 않음

중국에서 제조 942253-ART_REV_B
©2017 Dale Medical Products, Inc.
Dale® & ACE Connector®는 미국 및 EU에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.
ENFit™는 GEDSA의 허가를 받고 사용된 GEDSA의 등록 상표입니다.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, 독일

