

(*Access Controller for Enteral)

Fungerer med åpne eller lukkede enterale systemer som oppfyller kravene i ISO 80369-3

ACE Connector er indisert for å regulere væskestrømmen inn i og ut av medisinske slanger under administrasjon av enteral ernæring og flytende medikamenter og under skylling av sprøyter, uten at det er nødvendig å frakoble tilførselsslengene, i opptil 30 dager. Dette lukkede systemet beskytter helsepersonell mot utilsikket eksponering for pasienters magevæsker.

BRUKSANVISNING

1 Tilførselssystemet kan brukes med ENFit-tilførselsslanger med liten diameter, PEG/PEJ, de fleste G/J-slanger og sett for administrasjon av ernæring.

Når ACE Connector brukes til enteral ernæring, skal den distale ENFit-hunnporten på ACE kobles til en ENFit-hannkobling på en enteral slange. Følg anvisningene fra a til d nedenfor.

- Koble ENFit-hunnporten (distalt) på ACE til ENFit-hannkoblingen på tilførselsslengen til pasienten.
- Ret inn og vri settet for enteral ernæring med ENFit-hunnkoblingen inn på ENFit-hannporten (proksimalt) på ACE Connector.
- Vri håndtaket til PA-stilling for å administrere ernæring.
- Vri håndtaket til AV-stilling etter at administrasjonen av ernæring er fullført, og fjern tilførselsettet fra ACE Connector ved å vri tilbake.

ACE Connector brukes med PEG-/BRT-/G-slanger / de fleste G/J-slanger for enteral ernæring


*Med ballongfrie PEG-slanger kan det være nødvendig å bruke en hvit ENFit-øvergangskobling av typen 80369-3 eller en universaladapter - denne leveres ikke med ACE Connector.

Prosedyre for bruk av skyllesprøyte / utskylling med 60 ml ENFit-spiss og 2 administrasjon av flytende medikamenter

Den nye ACE Connector kan, som en sikkerhetsforanstaltning, bare brukes med enterale skyllesprøyter med ENFit-spiss, og kan ikke brukes med sprøyter med kateterspiss, sprøyter med luerpiss, administrasjonssett med luerpiss eller hypoderme injeksjonskanyler.

- Vri håndtaket til AV-stilling.
- Hold godt i ACE Connector, og rett inn, skyv og vri sprøyten med ENFit-hunnspiss inn på den selvforsegende medikamentporten for sprøyten til den stopper. **STRAM IKKE FOR HARDT!** Det anbefales på det sterkeste å skylle før og etter hver gangs bruk.
- Tilfør væske eller medikamenter i den selvforsegende medikamentporten for sprøyte med ACE Connector, eller trekk eventuelt ut rester av magevæske.
- Fjern sprøyten. Den selvforsegende medikamentporten for sprøyte, med ENFit-hannkobling forsegles automatisk.
- Skyl den selvforsegende medikamentporten for sprøyte med vann til eventuelle medikamentrester er borte.
- Vri håndtaket til PA-stilling.

Dette produktet er kompatibelt med trinndelte ENFit-øvergangskoblinger og traktformede ENFit-koblinger.

3 Trygg ved bruk i visse MR-miljøer  **Ikke-klinisk testing har påvist at 485 ENFit™ ACE CONNECTOR fra Dale Medical er trygg ved bruk i visse MR-miljøer. En pasient med denne enheten kan trygt skannes i et MR-system rett etter innsetting, under følgende forhold:**

- Statisk magnetfelt på bare 1,5 eller 3 tesla.
- Maksimalt spatielt, gradient magnetfelt på maksimalt 3000 gauss/cm eller lavere.

For bruk på én pasient / oppbevares kjølig og tørt

Ifølge federal lovgivning (USA) skal dette produktet bare selges eller forskrives av lege.

- For ambulerende av pasienten skal håndtaket vris til AV-stilling og tilførselsettet frakobles. Pasienten kan nå ambulere etter ønske. Ernæringsstiførselen kan gjenopptas etter behov ved å gjenta prosedyrene ovenfor. ACE Connector er en del av kateteret, i tråd med godkjente medisinske standarder.
- Skiftes etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer. Bruk i mer enn 30 dager forårsakes.
- Hvis enheten ikke fungerer i tråd med anvisningene eller forventningene, skal ACE Connector skylles grundig i samsvar med anvisningene og oppsettet for enteral administrasjon kontrolleres. Hvis problemet vedvarer, skal utstyret skiftes ut med en ny ACE Connector og et nytt sett for enteral administrasjon etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer for enteral administrasjon.
- ACE Connector er primært en administrasjonsmetode for enteral ernæring til pasienter. Følg sykehusets eller institusjonens retningslinjer for enteral administrasjon hvis utstyret skal brukes til administrasjon av medikamenter.

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter. Patentsøknad er under behandling.

Bestillingsinformasjon

485 Dale ACE Connector®
Individuelt pakket
Selges i esker à 50 stk.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA, 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Ikke produsert med latex av naturgummi

Produsert i Kina 942253-ART_REV_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® og ACE Connector® er registrerte varemerker som

tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

ENFit™ er et registrert varemerke som tilhører GEDSA og

brukes med tillatelse



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

