

(*Access Controller for Enteral)

Toimii ISO 80369-3 -yhteensopivien avointen tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa

KÄYTTÖOHJEET

1 Ruokinnassa voidaan käyttää ENFit-tyyppisiä pienireikäisiä ruokintaletkuja, kuten Dobhoff®, PEG®, PEJ®, BRT-gastrostomia-, G/J-letkuja, ruokintavälineistöjä ja Salem Sump®-erikoisletkuja, joissa on ENFit-liittimet.

Kun ACE Connector -liittintä käytetään enteraaliseen ruokintaan, ACE:n naaraspuolinen ENFit-distaaliportti tulee liittää enteraalietekun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen. Noudata alla olevia käyttöohjeita a-d.

- Liitä ACE:n naaraspuolinen ENFit-portti (distaalipuoli) potilaan ruokintaletkun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen.
- Kohdista ja kierrä enteraalisen ruokintasetin naaraspuolinen ENFit-liitin ACE Connector -liittimen koiraspuoliseen ENFit-porttiin (proksimaalipuoli).
- Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat kiinnittää ruokinnan.
- Käännä kahva KIINNI-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja kierrä ruokintasetti irti ACE Connector -liittimestä.

*Pallottomien PEG-letkujen kanssa on ehkä käytettävä valkoista 80369-3 ENFit -siirtoliittintä tai yleissovitinta. Niitä ei toimiteta ACE Connector -liittimen mukana.

2 60 ml ENFit-kärkinen huuhteluruisku - huuhtelu ja nestemäisen lääkityksen anto

Turvaominaisuutena uuden ACE Connector -liittimen kärkeen sopivat vain ENFit-kärkiset enteraaliset huuhteluruiskut. Siihen eivät sovi katetrikkärkiset ruiskut, luer-kärkiset ruiskut, luer-kärkiset annosteluletkut tai injektioenulat.

- Käännä kahva KIINNI-asentoon.
- Pidä ACE Connector -liittimestä tukevasti kiinni ja kohdista naaraspuolinen ENFit-ruisku Auto-Seal-ruiskulääkeportin kanssa ja työnnä ruisku porttiin samalla kiertäen, kunnes ruisku pysähtyy. - **ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA!** Huuhteleminen on erittäin suositeltavaa ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Annostele neste tai lääke ACE Connector -liittimen Auto-Seal-ruiskulääkeporttiin tai vedä haluttuosa pois mahansisällön jäännökset.
- Irrota ruisku. Koiraspuolisella ENFit-liittimellä varustettu Auto-Seal-ruiskulääkeportti sulkeutuu automaattisesti.
- Huuhtele vedellä Auto-Seal-ruiskulääkeportin läpi, kunnes puhdas.
- Käännä kahva AUKI-asentoon.

Tämä tuote on yhteensopiva porrastetun ENFit-liittimen ja suppilotyypisten ENFit-liittimien kanssa.

3 Dreenaus ja imu

Enteraalista ACE 485 -liittintä voidaan käyttää imuun ja dreenaukseen ENFit Salem Sump®-erikoisletkujen ja imuletkujen kanssa, joissa on ENFit-erikoissovitin.

4 Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa  **Ei-kiinissä testeissä on osoitettu, että Dale Medicalin 485 ENFit ACE CONNECTOR -liitin on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilasta, jolla on tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvauksjärjestelmässä välittömästi asennuksen jälkeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:**

- Staattinen magneettikenttä on vain 1,5 ja 3 teslaa.
- Spatiaalisen gradienttikentän voimakkuus on enintään 3 000 gaussia/cm.

Potilaskohtainen / säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa

Yhdysohjeiden lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

- Jos potilaan tarvitsee kävellä, käännä kahva KIINNI-asentoon ja irrota ruokintasetti. Potilas voi kävellä tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokintaa voidaan tarvittaessa jatkaa edellä kuvulla tavalla. ACE Connector -liitin pysyy osana katetriin hyväksytyjen lääketieteellisten standardien mukaisesti.
- Vaihda tarvittaessa sairaalan käytännön mukaisesti. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
- Jos laite ei toimi ohjeiden tai odotusten mukaisesti, huuhtele ACE Connector -liitin huolellisesti ohjeiden mukaan ja tarkasta, että enteraalinen ruokinta on asettu oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda tarpeen mukaan tilalle uusi ACE Connector -liitin ja enteraalinen ruokintasetti sairaalan enteraalisen ruokinnan ohjeita noudattaen.
- ACE Connector -liittimen pääasiallinen tehtävä on tarjota antomenetelmä potilaan enteraalista ruokintaa varten. Lääkkeitä annettaessa on noudatettava sairaalan tai laitoksen enteraalisen ruokinnan ohjeita.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Yhdysohjeiden patentti #D800899

Tilastiedot

485

Dale ACE Connector®

Yksittäispakattu.

Myydään 50 kappaleen laatikoissa.

Valmistettu Kinassa 942253-ART_REV_C

©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale® ja ACE Connector® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:n alueella. ENFit® on GDSAn rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön on saatu lupa.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA, 02038-3298, USA
Puhelin: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa



Ei ole valmistettu luonnonkumilätekisistä

