

(*経腸用アクセスコントローラ)

ISO 80369-3 規格に準拠する開式閉式どちらの経腸システムでも使用可

使用方法

■ 栄養剤投与には、Dobhoff、PEG、PEJ、BRT 胃瘻造設、G/J、栄養剤投与とセットおよび ENFit コネクタの付いた専用 Salem Sump® チューブを含む ENFit タイプの小径投与チューブが使用できます。経腸栄養剤投与を行うために ACE Connector を使用する場合、ACE のメス型 ENFit 遠位端を経腸チューブのオス型 ENFit コネクタに接続します。下記 a ~ d に従ってください。

- ACE のメス型 ENFit ポート (遠位端) を患者栄養剤投与とチューブにあるオス型 ENFit コネクタに接続します。
- 経腸栄養剤投与とセットの ENFit メス型コネクタを ACE Connector のオス型 ENFit ポート (近位端) と合わせ、回転させます。
- ハンドルを ON の位置に回して栄養剤を投与します。
- 投与が完了したらハンドルを OFF の位置に回し、栄養剤投与とセットを逆に回転させ ACE Connector から外します。

*非バルーン型の PEG チューブの場合、ACE Connector に付いていない白色 80369-3 ENFit トランジットコネクタまたは万能アダプタが必要なこともあります。

■ 60mL ENFit 先端洗浄シリンジ / 洗浄および薬剤投与方法
安全面のため、新しい ACE Connector は ENFit 先端経腸洗浄シリンジのみ使用可能で、カテーテル先端洗浄シリンジ、ルーア先端シリンジ、ルーア先端投与セットおよび皮下注射器管理セットは使用できません。

- ハンドルを OFF の位置に回します。
- ACE Connector をしっかり持ちながら ENFit メス型先端シリンジをオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに合わせ、きっちりとはまるまで押しながら回転させます。この際きつく締め過ぎないでください! 使用前後にリンスすることを推奨します。
- ACE Connector オートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに液体あるいは薬剤を注入するか、必要な場合は胃内残存物を取り除きます。
- シリンジを外すと、オス型 ENFit コネクタのあるオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートが自動的に密閉されます。
- 残留薬剤が全て無くなるまでオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに水を流しリンスします。
- ハンドルを ON の位置に回します。

3 ドレナージ&吸引方法

ACE 485 経腸コネクタで吸引およびドレナージを行うには、専用 ENFit アダプタを用いた ENFit Salem Sump チューブと Suction チューブを使用すること。

■ MR Conditional (MR では条件付)  非臨床において、Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR は、MR Conditional であることが実証されています。本製品を使用する患者は、以下の条件下で取付後直ちに安全に MR 検査を受けることができます。

- ・ 静磁場強度 1.5 テスラまたは 3 テスラのみ。
- ・ 最大傾斜磁場 3000 ガウス / cm 以下。

1 人の患者のみに使用 / 乾燥した涼しい場所で保管してください。

本機器の販売は、米国連邦法により医師あるいは医師の指示によることと制限されています。

- ・ 患者を歩かせる時には、ハンドルを OFF の位置に回し、投与とセットを外します。これで患者は自由に歩くことができます。上記手順を繰り返すことにより、投与を必要に応じて再開できます。ACE Connector は受容されている医療基準に準じたカテーテルの一部となっています。
- ・ 病院のプロトコルに従い、必要に応じて取り換えてください。30日間を使用する使用はお控えください。
- ・ 機器が説明通りあるいは期待通りに機能していない場合には、説明書に従って完全に ACE Connector をリンスし、経腸投与の設定を確認がめず。問題が解決しない場合は、病院の「経腸投与管理」プロトコルに従い、新しい ACE Connector と経腸投与とセットに取り換えてください。
- ・ ACE Connector は主に患者の経腸栄養剤投与方法を提供するものです。薬剤投与の際は、病院や施設の経腸栄養剤投与の管理プロトコルに従ってください。

Dale 社の医療品は優先病院 / 医療品用供給ディーラーよりお求めください。

米国特許 #D800899

発注情報

485

Dale ACE Connector®
個別包装
1箱 50 個入り



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



天然ゴムラテックスは含まれておりません。

中国製 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.
Dale® と ACE Connector® は、米国及び欧州 Dale Medical Products, Inc. の登録商標です。
ENFit® は、GEDSA の登録商標であり、使用許可を得ています。



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

