

(*Access Controller for Enteral)

Fungerer med åpne eller lukkede enterale systemer som oppfyller kravene i ISO 80369-3

BRUKSANVISNING

1 Ernæringsprosedyren kan brukes med ENFit-ernæringslanger med liten diameter, blant annet Dobhoff, PEG, PEJ, BRT-slanger for gastrostomi, G/L, administrasjonssett for ernæring og spesielle Salem Sump-slanger med ENFit-koblinger.

Når ACE Connector brukes for enteral ernæring, skal den distale ENFit-hunnporten på ACE kobles til en ENFit-hannkobling på en enteral slang. Følg anvisningene fra a til d nedenfor.

- Koble ENFit-hunnporten (distalt) på ACE til ENFit-hannkoblingen på tilførselslanglen til pasienten.
- Rett inn og vri settet for enteral ernæring med ENFit-hannkoblingen inn på ENFit-hannporten (proksimalt) på ACE Connector.
- Vri håndtaket til PÅ-stilling for å administrere ernæring.
- Vri håndtaket til AV-stilling etter at administrasjonen av ernæring er fullført, og fjern tilførselssettet fra ACE Connector ved å vri tilbake.

*Med ballongPEG-slanger kan det være nødvendig å bruke en hvit ENFit-øvergangskobling av typen 80369-3 eller en universaladapter - denne leveres ikke med ACE Connector.

2 Prosedyre for bruk av skyllesprøyte / utskylling med 60 ml ENFit-spiss og administrasjon av flytende medikamenter

Den nye ACE Connector kan, som en sikkerhetsforanstaltning, bare brukes med enterale skyllesprøyter med ENFit-spiss, og kan ikke brukes med sprøyter med kateterspiss, sprøyter med luerspiss, administrasjonssett med luerspiss eller hypoderme injeksjonskanyle.

- Vri håndtaket til AV-stilling.
- Hold godt i ACE Connector, og rett inn, skyv og vri sprøyten med ENFit-hunnspiss inn på den selvforsegkende medikamentporten for sprøyten til den stopper. **- STRAM IKKE FOR HARDT!** Det anbefales på det sterkeste å skylle før og etter hver gangs bruk.
- Tilfør væske eller medikamenter i den selvforsegkende medikamentporten for sprøyte med ACE Connector, eller trekk eventuelt ut rester av magevæske.
- Fjern sprøyten. Den selvforsegkende medikamentporten for sprøyte, med ENFit-hannkobling forsegles automatisk.
- Skyll den selvforsegkende medikamentporten for sprøyte med vann til eventuelle medikamentrester er borte.
- Vri håndtaket til PÅ-stilling.

Dette produktet er kompatibelt med trininnlelte ENFit-øvergangskoblinger og traktformede ENFit-koblinger.

3 Prosedyre for tømning og suging

ACE 485 enteral kobling kan brukes til suging og tømning med spesialutstyrte ENFit Salem Sump-slanger og sugeslanger med en spesiell ENFit-adapter.

4 Trygg ved bruk i visse MR-miljøer  Ikke-klinisk testing har påvist at 485 ENFit ACE CONNECTOR fra Dale Medical er trygg ved bruk i visse MR-miljøer. En pasient med denne enheten kan trygt skannes i et MR-system rett etter innsetting, under følgende forhold:

- Statisk magnetfelt på bare 1,5 eller 3 tesla.
- Maksimalt spatielt, gradient magnetfelt på maksimalt 3000 gauss/cm eller lavere.

For bruk på én pasient / oppbevares kjølig og tørt

Ifølge føderal lovgivning (USA) skal dette produktet bare selges eller forskrives av lege.

- For ambulering av pasienten skal håndtaket vris til AV-stilling og tilførselssettet frakobles. Pasienten kan nå ambulere etter ønske. Ernæringsstilførselen kan gjenopptas etter behov ved å gjenta prosedyrene ovenfor. ACE Connector er en del av kateteret, i tråd med godkjente medisinske standarder.
- Skiftes etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer. Bruk i mer enn 30 dager fraråes.
- Hvis enheten ikke fungerer i tråd med anvisningene eller forventningene, skal ACE Connector skylles grundig i samsvar med anvisningene og oppsettet for enteral administrasjon kontrolleres. Hvis problemet vedvarer, skal utstyret skiftes ut med en ny ACE Connector og et nytt sett for enteral administrasjon etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer for enteral administrasjon.
- ACE Connector er primært en administrasjonsmetode for enteral ernæring til pasienter. Følg sykehusets eller institusjonens retningslinjer for enteral administrasjon hvis utstyret skal brukes til administrasjon av medikamenter.

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlerne av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Patentnummer i USA: D800899

Bestillingsinformasjon**485**

Dale ACE Connector®
Individuelt pakket.
Selges i esker à 50 stk.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Ikke produsert med lateks av naturgummi

Produsert i Kina 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale® og ACE Connector® er registrerte varemerker som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.
ENFit® er et registrert varemerke som tilhører GEDSA og brukes med tillatelse



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

