

(*ตัวควบคุมการเข้าถึงสำหรับ Enteral)

ทำงานกับระบบการเข้าถึงแบบเปิดหรือปิดซึ่งเป็นไปตาม ISO 80369-3

วิธีการใช้งาน

1 ขั้นตอนการให้อาหารสามารถใช้หลอดขนาดเล็กให้อาหารแบบ ENFit รวมทั้ง Dobbhoff PEG, PEJ, BRT, การเจาะใส่ท่อกระเพาะอาหาร (Gastrostomy), G/J, ชุดการให้อาหาร และหลอด Salem Sump® ชนิดพิเศษที่เชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ ENFit

เมื่อใช้คอนเนคเตอร์ ACE ในการให้อาหารทางสายยาง ให้ต่อพอร์ตปลายของ ENFit เพลย์ของ ACE เข้ากับคอนเนคเตอร์ ENFit เพลย์ของท่อให้อาหารทางสาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ ก-ง ที่อยู่ด้านล่าง

ก. ต่อพอร์ต ENFit เพลย์ (ด้านบน) ของ ACE เข้ากับคอนเนคเตอร์ ENFit เพลย์บนท่อให้อาหารของผู้ป่วย

ข. ปรับและหมุนเกลียวชุดให้อาหารทางสายกับคอนเนคเตอร์ ENFit เพลย์เข้ากับพอร์ต ENFit เพลย์ (ด้านต้น) ของคอนเนคเตอร์ ACE

ค. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง เปิด (ON) เพื่อส่งอาหารสู่รพสม

ง. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง ปิด (OFF) เมื่อให้อาหารเสร็จแล้วและกด ชุดให้อาหารออกจากคอนเนคเตอร์ ENFit โดยการคว่ำเกลียวออก

*ท่อ PEG ที่ไม่มีลูกโป่งอาจต้องใช้กับตัวเชื่อมการส่งผ่าน 80369-3 ENFit สีขาว หรือตัวปรับแถบประสคส์ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับคอนเนคเตอร์ ACE

2 หลอดดัดขนาดที่ปลาย/การฉีกฉีกและกระบานการนำส่งยาที่เป็นของเหลวขนาด 60 มล. ของ ENFit

เพื่อเป็นศูนย์กลางของความปลอดภัย คอนเนคเตอร์ ACE ตัวใหม่จะใช้ได้เฉพาะกับหลอดดัดขนาดที่ปลายของ ENFit เท่านั้น และใช้ไม่ได้กับหลอดดัดขนาดที่ปลายชนิดหลอดสวน, หลอดดูดปลายชนิด Luer, ชุดให้ยาที่ปลายชนิด Luer หรือชุดปลายชนิด

ก. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง ปิด (OFF)

ข. ในขณะที่คอนเนคเตอร์ ACE ให้เข้าที่ให้มี กดและหมุนปลายหลอดดูด ENFit เพลย์ให้เข้ากับพอร์ตของหลอดดูดแบบปิดผนึกอัตโนมัติจนกระทั่งหมุนอีกไม่ได้ไปต่อ -อย่าปิดจนแน่นเกินไป! ขอบหน้าอย่างยิวทำให้เข้าไปล่วงหน้าก่อนและทำการใช้งาน

ค. ถ่ายของเหลวหรือยาเข้าในคอนเนคเตอร์ ACE ซึ่งเป็นพอร์ตหลอดดูดแบบปิดผนึกอัตโนมัติ หรือหลอดดัดส่งตักข้างในกระเพาะอาหาร หากต้องการ

ง. กดหลอดดูดออก พอร์ตยาที่เป็นหลอดดูดแบบปิดผนึกอัตโนมัติที่มีคอนเนคเตอร์ ENFit เพลย์จะปิดผนึกโดยอัตโนมัติ

จ. ล้างเพื่อหลอดดูดจากแบบปิดผนึกอัตโนมัติด้วยน้ำให้ทั่ว ๆ จนกระทั่งยาที่ดักข้างออกหมด

ฉ. หมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง เปิด (ON)

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ร่วมกับ ENFit ที่เป็นคอนเนคเตอร์การส่งผ่านแบบที่ชัดเจน และ ENFit ที่เป็นคอนเนคเตอร์แบบรูปทรงกรวย

3 ขั้นตอนการระงับและการดูด
คอนเนคเตอร์การให้อาหาร 485 ของ ACE สามารถนำมาใช้ในการดูดและการระงับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลอดดูด Salem Sump® ของ ENFit และหลอดดูดตัวคอนเนคเตอร์ ENFit ชนิดพิเศษ

4 MR Conditional ซึ่งไม่ได้ห้ามการทดสอบทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า คอนเนคเตอร์ ACE ของ Dale Medical 485 ENFit คือ MR Conditional ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์นี้สามารถตรวจดูรายละเอียดด้านความปลอดภัยในระบบ MR ได้โดยทันที หลังการฉีฉางให้เข้าที่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- สนามแม่เหล็กแรงสแตติกส์เฉพาะ 1.5 Tesla และ 3-Tesla เท่านั้น
- สนามแม่เหล็กการอินพุตซึ่งมีสูงสุดของ 3000 เกล็ด (G) หรือต่ำกว่า
- สำหรับผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียว / เก็บรักษาในที่ที่เย็นและแห้ง
- กฎหมายรัฐบาลกลาง (ของประเทศสหรัฐอเมริกา) กำหนดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำหน่ายโดยหรือตามคำสั่งของแพทย์
- สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาา หมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง ปิด (OFF) และถอนชุดให้อาหารออก จากนั้นผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่ต้องการ การให้อาหารสามารถปฏิบัติตามที่ต้องการโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ที่ด้านบนนี้ซ้ำ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ยอมรับได้ คอนเนคเตอร์ ACE เป็นส่วนหนึ่งของหลอดสวน
- เปลี่ยนได้ภาาความจำเป็นท่อโพรีโคลของโรงพยาบาล ไม่แนะนำให้ใช้เกิน 30 วัน
- ในกรณีที่อยู่กรณีไม่ทำงานตามวิธีระบุไว้ในคำแนะนำหรือตามที่คาดหวัง ให้ล้างคอนเนคเตอร์ ACE ด้วยน้ำให้ทั่วตามคำแนะนำ จากนั้นตรวจสอบการฉีฉางการให้อาหารทางสายยาง หากยังมีปัญหาอยู่ก็ให้เปลี่ยนไปใช้คอนเนคเตอร์ ACE ตัวใหม่และต้องทำการฉีฉางการให้อาหารทางสายยางใหม่อีกครั้ง "โปรดปฏิบัติตามโปรโตคอลของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ "การฉีฉางการให้อาหารทางสายยาง"
- คอนเนคเตอร์ ACE ส่วนใหญ่จะมีวิธีการส่งมอบสำหรับการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย เมื่อการส่งยาให้ปฏิบัติตามโปรโตคอลของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในการจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่หาผู้ใช้บริการ

สิทธิบัตรของประเทศไทยหรืออเมริกา เลขที่ D800899

ข้อมูลการสั่งซื้อ

485 Dale ACE Connector®
จัดบรรจุมาซึ่งกัน
จำหน่ายเป็นกล่อง กว้างละ 50 ชิ้น

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



ไม่ได้ออกด้วยยาทางทักซ์
ธรรมชาติ

ผลิตในประเทศไทย 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.
Dale® & ACE Connector® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศไทยหรือภูมิภาคและสหภาพยุโรป ENFit® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ GEDSA และได้รับการอนุญาตให้ใช้ใหม่



MDSS GmbH
Schiffgraben 4J
D-30175 เมืองฮันโนเฟอร์ ประเทศเยอรมนี

