

(*Enteral İçin Erjişim Kontrolörü)

ISO 80369-3 uyumlu açık veya kapalı enteral sistemlerle çalışır

KULLANMA TALİMATLARI**1 Besleme İşlemi Dobhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomy, G/J, besleme uygulama setleri ve ENFit Konektörleri özel Salem Sump® tüpleri dahil ENFit tipi küçük açıklıklı besleme tüpleriyle kullanılabilir.**

ACE Connector enteral besleme için kullandığınızda ACE dişi ENFit distal portunu bir enteral tüpün erkek ENFit Konektörüne takın. Aşağıdaki a-d talimatlarını izleyin.

- a. ACE dişi ENFit portunu (distal taraf) hasta besleme tüpündeki erkek ENFit konektörüne takın.
- b. ENFit dişi konektörünü enteral besleme tüpünün ACE Connector kısmının erkek ENFit portuyla (proksimal taraf) hizalayıp bükün.
- c. Besleme formülünü iletmek için sapı AÇIK pozisyonuna çevirin.
- d. Besleme tamamlandığında sapı KAPALI pozisyonuna çevirin ve besleme setini ACE Connector kısmından tersine çevirerek çıkarın.

*Balansuz PEG tüpleri ACE Connector kısmına sağlanmayan bir universal adaptör veya beyaz 80369-3 ENFit geçiş konektörü kullanımını gerektirebilir.

2 60 ml ENFit uç irigasyon şırıngası/Lavaj ve sıvı ilaç iletimi işlemi
Bir günlük özelliği olarak yeni ACE Connector sadece ENFit uç enteral irigasyon şırıngalarını kabul eder ve kateter uç şırıngaları, Luer uç şırıngaları, Luer uç uygulama seti veya hipodermik iğneleri kabul etmez.

- a. Sapı KAPALI pozisyonuna getirin.
- b. ACE Connector ürününü sıkıca tutarken ENFit dişi uç şırıngayı Auto-Seal Şırıngası İlaç Portuyla Hizalayıp Duruncaya kadar İtin ve Çevirin. - **AŞIRI SIKMAYIN!** Kullanımdan önce ve sonra sıvı geçirmek kuvvetle önerilir.
- c. Sıvı veya ilaç ACE Connector kısmının auto-seal şırıngası ilaç portuna verin veya tercih edilirse gastrik kalıntıları geri çekin.
- d. Şırıngayı çıkarın. Erkek ENFit Konektörünü arayüzü Auto-Seal Şırıngası İlaç Portu otomatik olarak mühürlenir.
- e. Artık herhangi bir ilaç kalıntısı kalmayınca kadar Auto-Seal Şırıngası İlaç Portundan sıvı geçirin.
- f. Sapı ON (AÇIK) duruma getirin.

Bu ürün ENFit kademeli geçiş konektörü ve ENFit huni konektörleriyle uyumludur.

3 Drenaj ve Aspirasyon İşlemi

ACE 485 Enteral Konektör özel donatımlı ENFit Salem Sump tüpleri ve özel ENFit adaptörleri Aspirasyon tüpleriyle aspirasyon ve drenaj için kullanılabilir.

4 MR Koşullu Klinik olmayan testler Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR cihazının MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu cihazın bulunduğu bir hasta yerleştirmeden hemen sonra şu koşullar altında bir MR sisteminde güvenle taranabilir:

- Statik manyetik alan sadece 1,5 Tesla ve 3 Tesla.
- Maksimum uzaysal gradyent manyetik alan 3000 Gauss/cm veya altı.

Tek hastada kullanılmak üzere / Serin ve kuru bir yerde saklayın

A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.

- Hastayı hareket ettirmek için sapı KAPALI pozisyona getirin ve besleme setini ayırın. Hasta sonra istenen şekilde hareket edebilir. Besleme yıkandıkları işlemler tekrarlanarak tekrar başlatılabilir. ACE Connector kabul edilmiş standartlara göre kateterin bir parçası olarak kalır.
- Hastane protokölu uyarınca gerektikçe değiştirin. 30 günden fazla kullanılması önerilmez.
- Cihazın talimatına göre veya beklendiği şekilde davranmaması durumunda ACE Connector cihazından talimata göre iyice sıvı geçirin ve enteral iletim kurulumunu kontrol edin. Problem devam ederse, gerektiği şekilde yeni bir ACE Connector ve enteral iletime setiyle değiştirin ve hastanenin "enteral besleme yönetimi" protokolünü izleyin.
- ACE Connector temel olarak enteral besleme için bir iletim yöntemi sağlar. İlaçları iletmek hastane veya tesis enteral besleme yönetimi protokolünü izleyin.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme bayisinden elde edilebilir.

ABD Patent No D800899

Sipariş Bilgisi**485**

Dale ACE Connector®
Ayrı olarak paketlenmiştir
50 adetlik kutularda satılır.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA, 02038-3298, A.B.D.
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



Doğal kauçuk lateksle yapılmamıştır

Çin malı 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.
Dale® ve ACE Connector®, BD ve AB'de Dale Medical Products, Inc. tescilli ticari markalarıdır.
ENFit® GEDSA'YIN tescilli bir ticari markasıdır ve izniyle kullanılmaktadır.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Almanya

