

Dale®

Pooperační podprsenka

Pokyny k použití

1. Odepněte ramínka a umístěte podprsenku pod pacienta.
2. Uchopte obě strany podprsenky a přitiskněte je k sobě. Mělo by být patrné napětí.
3. Připněte ramínka k přední části podprsenky na horní stranu pásku.
4. Podprsenku lze snadno nastavit po odepnutí suchého zipu v přední části a ramínek.



Alternativní aplikace

Pooperační podprsenku Dale lze obléknout rovněž bez odepnutí ramínek opatrným provléknutím paže pacienta pod ramínky.

Praní a údržba



Prát na doporučenou teplotu



Sušit vyvěšením



Nebělit



Nežehlit



Nečistit za sucha

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Vyrobeno bez použití přírodního latexu.

Dale® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

