

# Dale®

## Postoperativ BH

### Anbringelse

1. Løsn stropperne og anbring BH'en under patienten.
2. Tag fat i begge sider af BH'en og pres dem sammen. Den skal være lidt stram.
3. Sæt stropperne fast øverst på båndet foran på BH'en.
4. BH'en kan nemt justeres ved at trække lukkefligene fra hinanden foran og ved stropperne.



### Alternativ påføring

Dale postoperativ BH kan også påføres uden at løsne stropperne ved forsigtigt at føre patientens arme gennem stropperne.

### Vask og pleje



Maskinvaskes ved højst 40 °C.



Lufttørres.



Må ikke bleges.



Må ikke stryges.



Må ikke renses kemisk.

### Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

### Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Dale Medical Products, Inc.  
TLF.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Tyskland

