

Dale®

Műtét utáni melltartó

Alkalmazási utasítások

1. Válassza le a pántokat, és helyezze a melltartót a beteg alá.
2. Fogja meg a melltartó két végét, és húzza össze. Ekkor némi ellenállást kell éreznie.
3. A pántokat csatlakoztassa a melltartó elejéhez, annak felső részénél.
4. A melltartó mérete az elülső rögzítőkapcsok széthúzásával és a pántok beállításával könnyedén állítható.



Alternatív alkalmazási mód

A Dale műtét utáni melltartó a pántok leválasztása nélkül is a betegre adható a beteg karjait a pántokon óvatosan átbújtatva.

Tisztítás és ápolás



Meleg gépi mosással mosható.



Kiterítve szárítsa.



Ne használjon fehérítőt.



Ne vasalja.



Ne tisztítsa vegytisztítással.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Németország

