

Dale®

Sutiã pós-cirúrgico

Instruções de aplicação

1. Solte as correias e posicione o sutiã sob a doente.
2. Segure os dois lados do sutiã e os prima de encontro um ao outro. Deve ocorrer certa tensão.
3. Prenda as correias à frente do sutiã, na parte superior da faixa.
4. Pode-se facilmente ajustar o sutiã ao se soltar os prendedores na frente e nas correias.



Aplicação alternativa

Pode-se também aplicar o sutiã pós-cirúrgico da Dale sem que se soltem as correias, bastando para tanto passar cuidadosamente os braços da doente pelas correias.

Como lavar e cuidar



Lave na máquina, com água tépida.



Seque no varal.



Não utilize branqueador.



Não passe.



Não lave a seco.

Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

Dale Medical Products, Inc.
TELEFONE: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemanha

