

Dale®

เสื้อชั้นในหลังผ้าตัดเสริมหน้าอก

คำแนะนำวิธีการใช้

1. ถอดสายออกและใส่เสื้อชั้นในข้างใต้ผู้ป่วย
2. จับด้านข้างของเสื้อชั้นในทั้งสองข้างและกดเข้าด้วยกัน ควรมีความตึงเล็กน้อย
3. ตัดสายบนด้านหน้าของเสื้อชั้นในตรงด้านบนของ สายรัด
4. สามารถปรับเสื้อชั้นในได้ง่ายโดยลอกเครื่องยึดออกจากกันที่ ด้านหน้าและสายรัด



วิธีการใช้ที่เลือกปฏิบัติได้

นอกจากนี้ เสื้อชั้นในหลังผ้าตัดเสริมหน้าอกของ Dale ยังใช้ได้โดยไม่ต้องถอดสายออกด้วยการสอดแขนของผู้ป่วยผ่านสายเสื้อชั้นใน ด้วยความระมัดระวัง

การซักและการดูแลรักษา

 ซักด้วยเครื่องซักผ้าด้วยน้ำอุ่น

 นำไปแขวนตากให้แห้ง

 ห้ามใช้ไถยาฟอกขาว

 ห้ามรีด

 ห้ามซักแห้ง

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์ของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

Dale Medical Products, Inc.
โทร: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

