

Dale®

Cerrahi Sonrası Sütyen

Uygulama Talimatı

1. Askıları ayırın ve sütyeni hastanın altına yerleştirin.
2. Sütyenin her iki yanını tutun ve birbirine bastırın. Biraz gerginlik olmalıdır.
3. Askıları bandın üst kısmında sütyenin önüne takın.
4. Sütyen, askılar ve öndeki ayar kısımlarını ayırarak kolaylıkla ayarlanabilir.



Alternatif Uygulama

Dale Cerrahi Sonrası Sütyen ayrıca hastanın kollarını askılar içinden yavaşça geçirilerek, askıları ayırmadan da uygulanabilir.

Yıkama ve Bakım



Ilık suyla makinede yıkayın.



Asarak Kurutun.



Çamaşır suyuna koymayın.



Ütülemeyin.



Kuru temizleme yapmayın.

Tek hastada kullanılmak üzere. Tek kullanımlıktır

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale®, ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Almanya

