

Dale®

Postoperatieve beha

Instructies voor het aanbrengen

1. Maak de bandjes los en plaats de beha onder de patiënt.
2. Pak beide zijden van de beha vast en druk ze samen. Er moet ietwat spanning zijn.
3. Bevestig de bandjes aan de voorzijde van de beha boven aan de band.
4. De beha kan gemakkelijk worden versteld door de sluitingen aan de voorzijde en de bandjes los te trekken.



Andere wijze van aanbrengen

De postoperatieve beha Van Dale kan ook worden aangebracht zonder de bandjes los te maken. De armen van de patiënt moeten dan voorzichtig door de bandjes worden geleid.

Wassen en verzorging



Warm wassen in de machine.



Aan de lijn drogen.



Niet bleken.



Niet strijken.



Niet chemisch reinigen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmje over het aanbrengen van de beha vindt u op www.dalemed.com

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale® is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, , Duitsland

