

Dale®

Leikkauksen jälkeiseen käyttöön tarkoitetut rintaliivit

Käyttöohjeet

1. Irrota olkaimet ja aseta rintaliivit potilaan alle.
2. Tartu rintaliivien kumpaankin puoleen ja paina ne yhteen. Niiden tulisi tuntua jonkin verran kireiltä.
3. Kiinnitä olkaimet rintaliivien etupuolelle niiden yläosan nauhaan.
4. Rintaliivejä on helppo säätää vetämällä etupuolella ja olkaimissa olevat kiinnittimet erilleen.



Vaihtoehtoinen kiinnitystapa

Leikkauksen jälkeiseen käyttöön tarkoitetut Dale-rintaliivit voidaan kiinnittää olkaimia irrottamatta pujottamalla potilaan käsivarret varovasti olkaimien läpi.

Pesu ja hoito



Konepesu lämpimällä vedellä.



Kuivatus narulla.



Ei saa käyttää valkaisuaineita.



Ei saa silittää.



Ei kemiallista pesua.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale® on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.

Dale Medical Products, Inc.
PUHELIN: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa

