

Dale®

Soutien-gorge post-chirurgical

Instructions pour l'application

1. Détachez les bretelles et placez le soutien-gorge en dessous de la patiente.
2. Saisissez les deux côtés du soutien-gorge et appuyez pour les connecter. Vous constaterez une certaine tension.
3. Attachez les bretelles à l'avant du soutien-gorge, en haut de la bande.
4. Le soutien-gorge peut être ajusté facilement en détachant les attaches à l'avant et au niveau des bretelles.



Autre application possible

Le soutien-gorge post-chirurgical Dale peut également être appliqué sans détacher les bretelles en guidant doucement les bras de la patiente à travers les bretelles.

Blanchissage et entretien



Laver en machine à l'eau tiède.



Laisser sécher à l'air.



Ne pas utiliser d'eau de Javel.



Ne pas repasser.



Ne pas nettoyer à sec.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'U.E.

Dale Medical Products, Inc.
TÉL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Allemagne

