

# Dale®

## Postoperativer BH

### Anwendung

1. Die Träger abnehmen und den BH unter der Patientin positionieren.
2. Beide Seiten des BH ergreifen und zusammendrücken. Es sollte eine leichte Spannung spürbar sein.
3. Die Träger an der Oberseite des Bandes vorn am BH befestigen.
4. Der BH kann durch einfaches Auseinanderziehen der Halter an der Vorderseite und an den Trägern eingestellt werden.



### Alternative Anwendung

Der postoperative BH von Dale kann außerdem ohne Abnehmen der Träger angelegt werden, indem die Arme der Patientin vorsichtig durch die Träger geführt werden.

### Reinigung und Pflege



Maschinenwäsche mit warmem Wasser.



An der Luft trocknen.



Nicht bleichen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.

**Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt.  
Einwegprodukt.**

Ein Video der Anwendung finden Sie unter [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.**

Dale® ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA und der EU.

Dale Medical Products, Inc.  
TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Deutschland

