

Dale®

術後用ブラジャー

使用方法

1. ストラップを外し、ブラジャーを患者の下に敷きます。
2. ブラジャーの両端をつかみ、両端を合わせ押し付けます。少し引っ張った状態になります。
3. ストラップをバンドの上部、ブラジャーの前側に取り付けます。
4. ブラジャーは、前側やストラップにある面ファスナーを外して簡単に調整できます。



代替使用方法

Dale社の術後用ブラジャーは、ストラップを取り外すことなく、患者の腕にそっとストラップを通して着用することもできます。

洗濯・取扱方法



洗濯機洗い 中温



吊り干し



漂白剤使用不可



アイロン使用不可



ドライクリーニング不可

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

Dale®は、米国および欧州Dale Medical Products, Inc.の商標登録です。

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

