

Dale®

Postkirurgisk BH

Påsettingsanvisninger

1. Løsne stroppene, og legg BH-en under pasienten.
2. Grip tak i begge sider av BH-en, og press sammen. Den skal være litt stram.
3. Fest stroppene til forsiden av BH-en, øverst på stoffremmen.
4. Det er enkelt å justere BH-en ved å løsne festene foran og på stroppene.



Alternativ anvendelse

Den postkirurgiske BH-en fra Dale kan også settes på uten å løsne stroppene, ved å føre pasientens armer forsiktig gjennom stroppene.

Vask og stell



Maskinvaskes i varmt vann.



Lufttørkes.



Unngå blekemidler.



Skal ikke strykes.



Skal ikke renses.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Dale Medical Products, Inc.
TLF.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

