

Dale®

Postoperativ behå

Appliceringsanvisningar

1. Ta loss axelremmarna och placera behån under patienten.
2. Fatta i behåns båda sidor och dra ihop dem. Det ska finnas en viss spänning.
3. Sätt fast axelremmarna på behåns framsida längst upp på bandet.
4. Behån kan lätt justeras genom att man drar isär fästena framtill och vid remmarna.



Alternativ appliceringsmetod

Dale postoperativ behå kan också appliceras utan att man tar av axelremmarna, genom att man försiktigt för patientens armar genom axelremmarna.

Tvätt- och skötselråd



Maskintvättas i varmt vatten.



Droptorkas.



Använd inte blekmedel.



Får inte strykas.



Får inte kemtvättas.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale® är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

