

# Dale®

Hold-n-Place®  
Upevnění katétru

## Návod k použití

1. U IV a arteriálních katétrů by měl být k zasunutému katétru připojen konektor typu Luer.
2. Očistěte a připravte pokožku podle nemocničního protokolu.
3. U některých pacientů může být třeba odstranit chloupky nebo použít Skin Prep, což připraví pokožku tak, aby byla lépe přilnavá.
4. Před aplikací upevňovacího zařízení zajistěte, aby pokožka byla čistá a suchá.
5. Stáhněte horní lepicí pásek s nápisem **PULL** („stáhnout“) zpět k perforacím v obou páscích. **(A)**
6. Vsuňte upevňovací zařízení pod katétr/obal, umístěte ho tam, kde se katétr napojuje na hrdlo trubice tak, aby byl ve středové pozici nad prodlouženým bodem uprostřed základny. **(B)**
7. Jemným tlakem na horní část hrdla trubice ho upevněte s pomocí lepicí plochy. **(B)**
8. Podržte upevňovací zařízení a katétr ve své pozici. Současně zatáhněte za jednu spodní uvolňovací vložku a přitlačte lepicí plochu k pokožce. Opakujte totéž i na druhé straně. **(C)**
9. Stáhněte pásek s nápisem **PULL** („stáhnout“) tak, aby se objevily lepicí pásy. **(D)**
10. Připevněte jeden lepicí pásek příčně a přes hrdlo katétru. Použijte přitom jemný přitlak na horní straně lepicí pásky, poté opakujte totéž s druhou lepicí páskou, abyste dosáhli upevnění ve tvaru písmene V. **(E)**
11. Přitlačte upevňovací zařízení v zájmu lepšího přilepení.
12. Přes místo vložení katétru použijte průhledný obvaz. Můžete ho použít rovněž přes celé upevňovací zařízení. Doporučujeme však použít upevňovací zařízení k zakrytí pouze z poloviny, aby se usnadnil výměny obvazu.
13. Pokud jde o intervaly výměny obvazu, postupujte dle protokolu nemocnice. V případě, že je špinavý nebo nasáknutý tekutinou, vyměňte upevňovací zařízení.

Proužky lepicí pásky jsou k dispozici proto, aby pomohly stabilizovat linku nebo hadičku při použití upevňovacího zařízení.

## Odstraňování

Pro usnadnění odstraňování lze využít lihový tampon.

## Informace k objednavce

<b>850</b>	Hold-n-Place upevnění IV, arteriálního katétru a katétru středního článku.	50ks/ balení
<b>851</b>	Hold-n-Place upevnění IV, arteriálního katétru a katétru středního článku s technologií Preventics® ve startovní sadě IV Start Kit.	50ks/ balení
<b>852</b>	Hold-n-Place upevnění CVC katétru, PICC katétru a arteriálního obalu.	50ks/ balení
<b>853</b>	Hold-n-Place upevnění CVC katétru, PICC katétru a arteriálního obalu s velkým průhledným obvazem.	50ks/ balení

For single patient use. Disposable.

Video k použití najdete na stránkách [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Zdravotnické produkty společnosti Dale jsou dostupné u Vašeho úředněnotřebeného dodavatele zboží pro nemocnice/zdravotnictví.

Není vyrobeno s použitím latexu z přírodní pryže.

Patentová přihláška podána

Dale® & Hold-n-Place® jsou zapsané obchodní známky společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Německo

946001 REV E

©Copyright 2019

Czech

1

