

# Dale®

## Hold-n-Place® fixatiehulpmiddel voor katheters

### Instructies voor het aanbrengen

1. Bij perifere infuus- en arteriële katheters moet de Luer-aansluiting aan de ingebrachte katheter worden bevestigd.
2. Reinig en ontsmet de huid volgens het protocol van het ziekenhuis.
3. Bij sommige patiënten is het wellicht nodig om het haar te verwijderen of een huidbeschermingsdoekje te gebruiken om betere aanhechting te verkrijgen.
4. Zorg dat de huid schoon en droog is alvorens het fixatiehulpmiddel aan te brengen.
5. Trek het bovenste, met **PULL** ('trekken') bedrukte zelfklevende lipje naar achteren in de richting van de perforaties op de twee stroken. **(A)**
6. Schuif het fixatiehulpmiddel onder de katheter/sheath en plaats het hulpmiddel waar het katheterslangetje op het aanzetstuk aansluit en op de uitstekende punt in het midden van de basis is gecentreerd. **(B)**
7. Oefen lichte druk uit op de bovenkant van het aanzetstuk om het goed vast te zetten in de blootliggende pleister. **(B)**
8. Houd het fixatiehulpmiddel en de katheter op hun plaats terwijl u aan een van de onderste release-liners trekt en druk de klevende kant tegen de huid. Herhaal dit aan de andere zijde. **(C)**
9. Verwijder het gehele met **PULL** ('trekken') bedrukte lipje om de zelfklevende stroken bloot te leggen. **(D)**
10. Maak één zelfklevende strook dwars over het katheteraanzetstuk vast terwijl u lichte druk uitoefent op de bovenkant van de zelfklevende strook. Herhaal dit vervolgens met de andere zelfklevende strook om 'tweebenige' fixatie te verkrijgen. **(E)**
11. Druk op het fixatiehulpmiddel om betere aanhechting te verkrijgen.
12. Leg een transparant verband aan op de inbrengplaats. U kunt het transparant verband op het gehele fixatiehulpmiddel aanbrengen. Het verdient echter aanbeveling het fixatiehulpmiddel slechts voor de helft te bedekken om het verband gemakkelijk te kunnen verwisselen.
13. Volg het protocol van het ziekenhuis betreffende de frequentie van verbandwisselingen. Vervang het fixatiehulpmiddel als het vuil is of met vloeistof is verzadigd.

Plakstroken worden meegeleverd om de lijn of het slangetje te stabiliseren tijdens het aanbrengen van het fixatiehulpmiddel.

### Verwijderen

Er mag een wattenstokje met alcohol worden gebruikt als hulp bij het verwijderen.

### Bestelinformatie

<b>850</b>	Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor perifere infuus-, arteriële en midline-katheters.	50 stuks per doos
<b>851</b>	Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor perifere infuus-, arteriële en midline-katheters met Prevantics® in een infuusstartkit.	50 stuks per doos
<b>852</b>	Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor centraal veneuze katheters, perifeer ingebrachte centrale katheters en arteriële sheaths.	50 stuks per doos
<b>853</b>	Hold-n-Place fixatiehulpmiddel voor centraal veneuze katheters, perifeer ingebrachte centrale katheters en arteriële sheaths met groot transparant verband	50 stuks per doos

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

**STERILE R**

Een videofilmje over het aanbrengen van het fixatiehulpmiddel vindt u op [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

**Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.**

**Octrooi aangevraagd**

Dale® en Hold-n-Place® zijn gedeponeerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Duitsland

946001 REV E

©Copyright 2019

Dutch

