

Dale®

Hold-n-Place® katetrinkiinnitin

Käyttöohjeet

1. Perifeerisiä iv-katetreja ja valtimokatetreja käytettäessä Luer-liitin tulee kiinnittää sisäänvietyyn katetriin.
2. Puhdista ja valmistele iho sairaalan käytännön mukaan.
3. Joillakin potilailla ihokarvojen poisto tai ihon suojaaminen voi olla tarpeen paremman kiinnittymisen saavuttamiseksi.
4. Varmista ennen kiinnitysvälineen asettamista, että iho on puhdas ja kuiva.
5. Vedä ylemmän tarran **PULL (VEDÄ)** -kieleke taakse kahden teipin perforointeihin. **(A)**
6. Työnnä kiinnitysväline katetrin/holkin alle kohtaan, jossa katetrin putki on kiinni kannassa kannan keskellä olevan ulokkeen keskellä. **(B)**
7. Kiinnitä näkyvissä oleva liimapinta painamalla kevyesti kannan päältä. **(B)**
8. Pidä kiinnitysvälinettä ja katetria paikallaan ja vedä samalla yksi alempi taustapaperi auki ja paina liimapinta ihoon kiinni. Tee sama toisella puolella. **(C)**
9. Poista **PULL (VEDÄ)** -liuska kokonaan, jotta teippien liimapinta tulee kokonaan esiin. **(D)**
10. Kiinnitä yksi teippi katetrin kannan päälle poikittain painamalla kevyesti teipin yläpuolta. Tee sitten sama toisella teipillä niin, että muodostuu nuolimainen kiinnitys. **(E)**
11. Paina kiinnitysvälinettä pidon varmistamiseksi.
12. Aseta sisäänvientikohdan päälle läpinäkyvä sidos. Läpinäkyvän sidoksen voi asettaa koko kiinnitysvälineen päälle. On kuitenkin suositeltavaa peittää kiinnitysväline vain sen puoliväliin, jotta sidoksen vaihtaminen olisi helpompaa.
13. Vaihda sidos sairaalan käytännön mukaisin väliajoin. Jos kiinnitysväline likaantuu tai kastuu, vaihda se.

Mukana on teipit, joilla letku tai putki voidaan stabiloida kiinnitysvälineen asettamisen yhteydessä.

Poistaminen

Irrottamiseen voidaan käyttää apuna alkoholioppyhettä.

Tilaustiedot

850 Hold-n-Place kiinnitin perifeerisen iv.-katetrin, valtimokatetrin ja mid-line-katetrin kiinnitystä varten. 50/laatikko

851 Hold-n-Place kiinnitin perifeerisen iv.-katetrin, valtimokatetrin ja mid-line-katetrin kiinnitystä varten, Prevantics® iv.-aloitussarjassa. 50/laatikko

852 Hold-n-Place kiinnitin keskuslaskimokatetrin, perifeerisesti asennetun keskuslaskimokatetrin ja valtimoholkin kiinnitystä varten. 50/laatikko

853 Hold-n-Place kiinnitin keskuslaskimokatetrin, perifeerisesti asennetun keskuslaskimokatetrin ja valtimoholkin kiinnitystä varten, suuri läpinäkyvä sidos. 50/laatikko

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Patentihakemus vireillä

Dale® ja Hold-n-Place® ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.

PUHELIN.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Saksa

946001 REV E

©Copyright 2019

Finnish

