

Dale®

Hold-n-Place® Fixation du cathéter

Instructions pour l'application

1. Pour les cathéters périphériques intraveineux et artériels, la connexion Luer doit être attachée au cathéter inséré.
2. Nettoyez et préparez la peau conformément au protocole de l'hôpital.
3. Chez certains patients il peut être nécessaire de raser les poils ou d'appliquer une couche de solution de préparation de la peau pour assurer une meilleure adhésion.
4. Assurez-vous que la peau est propre et sèche avant d'appliquer le dispositif de fixation.
5. Tirez sur la languette adhésive du haut (**PULL**) pour la rabattre sur les perforations des deux bandes. (**A**)
6. Faites glisser le dispositif de fixation sous le cathéter/la gaine en le positionnant à l'endroit où le tube du cathéter rejoint l'embout et est centré au-dessus du point prolongé au centre de l'embase. (**B**)
7. Faites légèrement pression sur le haut de l'embout pour le sécuriser dans l'adhésif exposé. (**B**)
8. Tenez le dispositif de fixation et le cathéter en place tout en tirant sur une bande de protection antiadhésive du bas et appliquez l'adhésif sur la peau, puis suivez la même procédure pour l'autre côté. (**C**)
9. Détachez complètement la languette **PULL** pour exposer les bandes adhésives. (**D**)
10. Sécurisez une bande adhésive sur l'embout du cathéter et à travers celui-ci en faisant doucement pression sur le côté supérieur de la bande adhésive, puis suivez la même procédure avec l'autre bande adhésive afin de réaliser une fixation en chevron. (**E**)
11. Appuyez sur le dispositif de fixation pour assurer une meilleure adhésion.
12. Appliquez un pansement transparent sur le site d'insertion. Vous pouvez placer le pansement transparent sur l'intégralité du dispositif de fixation. Cependant, il est recommandé de ne couvrir que la moitié du dispositif de fixation afin de faciliter le changement du pansement.
13. Suivez le protocole de l'hôpital en ce qui concerne la fréquence de changement du pansement. Remplacez le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide.

Des rubans adhésifs sont inclus pour aider à stabiliser le tuyau ou le tube lors de l'application du dispositif de fixation.

Retrait

Un tampon imbibé d'alcool peut être utilisé pour faciliter le retrait.

Informations pour passer des commandes

850	Dispositif de fixation de cathéters périphériques intraveineux, artériels et intermédiaires Hold-n-Place.	50/boîte
851	Dispositif de fixation de cathéters périphériques intraveineux, artériels et intermédiaires Hold-n-Place avec Prevantics® dans un kit de démarrage IV.	50/boîte
852	Dispositif de fixation de CVC, de CCIP et de gaines de cathéters artériels Hold-n-Place	50/boîte
853	Dispositif de fixation de CVC, de CCIP et de gaines de cathéters artériels Hold-n-Place avec grand pansement transparent	50/boîte

À usage unique. Jetable.

Pour une vidéo d'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles en s'adressant à votre distributeur préféré de fournitures hospitalières/médicales.

Ne contient pas de caoutchouc latex naturel.

Brevet en instance

Dale® & Hold-n-Place® sont des marques déposées de Dale Medical Products, Inc. aux E.-U. et dans l'UE.

TÉL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com

STERILE R



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Allemagne

946001 REV E

©Copyright 2019

French

