

Dale®

Hold-n-Place® Katheterhalter

Anwendung

1. Bei IV- und arteriellen Kathetern sollte der Luer-Anschluss am eingeführten Katheter angebracht werden.
2. Die Haut gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und vorbereiten.
3. Bei manchen Patienten kann eine Haarentfernung oder Hautvorbereitung erforderlich sein, um die Haftung zu verbessern.
4. Sicherstellen, dass die Haut sauber und trocken ist, bevor der Halter angebracht wird.
5. Den mit **PULL** gekennzeichneten oberen Klebestreifen zu den Perforationen an den beiden Streifen zurückziehen. **(A)**
6. Den Halter unter den Katheter/die Einführschleuse schieben, an der Verbindungsstelle von Katheterschlauch und -ansatz positionieren und über dem verlängerten Punkt in der Mitte der Grundfläche zentrieren. **(B)**
7. Leicht von oben auf den Katheteransatz drücken, um den Ansatz auf der freiliegenden Haftfläche zu befestigen. **(B)**
8. Den Halter und Katheter in dieser Position festhalten, an einer der unteren Freigabeln ziehen und die Haftfläche auf die Haut drücken. Auf der anderen Seite wiederholen. **(C)**
9. Die mit **PULL** gekennzeichnete Schutzfolie vollständig abziehen, um die Klebestreifen freizulegen. **(D)**
10. Einen der Klebestreifen quer über den Katheteransatz ziehen und leicht von oben auf den Klebestreifen drücken. Mit dem anderen Klebestreifen wiederholen, um eine rautenförmige Befestigung zu erhalten. **(E)**
11. Auf den Halter drücken, um eine bessere Haftung zu erzielen.
12. Ein transparentes Verbandsmaterial über der Einführstelle anbringen. Das Verbandsmaterial kann auch über dem gesamten Halter angebracht werden, es wird jedoch empfohlen, den Halter nur in der Mitte zu bedecken, um Verbandswechsel zu erleichtern.
13. Verbandswechsel gemäß dem im Krankenhausprotokoll festgelegten Intervall durchführen. Den Halter bei Verschmutzung oder Durchnässung austauschen.

Im Lieferumfang sind Klebestreifen enthalten, um den Schlauch und die Sonde beim Anbringen des Halters zu stabilisieren.

Entfernen

Zum leichteren Entfernen kann ein Alkoholtupfer verwendet werden.

Bestellinformationen

850	Hold-n-Place Halter für IV-, arterielle und Midline-Katheter.	50/ Packung
851	Hold-n-Place Halter für IV-, arterielle und Midline-Katheter mit Prevantics® in einem IV-Start-Kit.	50/ Packung
852	Hold-n-Place Halter für CVC-, PICC- und arterielle Einführschleusen	50/ Packung
853	Hold-n-Place Halter für CVC-, PICC- und arterielle Einführschleusen mit großem transparenten Verbandsmaterial	50/ Packung

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

STERILE R

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Patent angemeldet

Dale® und Hold-n-Place® sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA und der EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Deutschland

946001 REV E

©Copyright 2019

German

