

# Dale®

## Fissaggio Hold-n-Place® per catetere

### Istruzioni per l'applicazione

1. Nel caso dei cateteri arteriosi e intravenosi periferici, il raccordo Luer va montato sul catetere inserito.
2. Pulire e approntare la pelle in conformità al protocollo ospedaliero.
3. Per alcuni pazienti una migliore adesione cutanea richiede la depilazione o l'uso di salviette detergenti.
4. Accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di applicare il dispositivo di fissaggio.
5. Tirare la linguetta superiore adesiva, contraddistinta dalla dicitura **PULL** (Tirare), fino a raggiungere le perforazioni sulle due strisce. **(A)**
6. Far scorrere il fissaggio sotto il catetere/guaina, centrando il collegamento tra tubo e raccordo del catetere rispetto all'apice appuntito della base. **(B)**
7. Esercitare una leggera pressione sulla parte superiore del raccordo per fissarlo sull'adesivo esposto. **(B)**
8. Trattenere il fissaggio e il catetere in posizione, tirando un rivestimento inferiore e premendo l'adesivo contro la pelle. Ripetere l'operazione sull'altro lato. **(C)**
9. Rimuovere completamente la linguetta **PULL** per esporre le strisce adesive. **(D)**
10. Far passare in diagonale sul raccordo del catetere una striscia adesiva e farla aderire esercitando una lieve pressione sul lato superiore della striscia stessa. Ripetere l'operazione con l'altra striscia, formando un gallone. **(E)**
11. Premere il fissaggio sulla pelle per garantire una buona adesione.
12. Applicare una medicazione trasparente sul sito di inserimento, fino a coprire anche completamente il fissaggio. Si consiglia comunque di coprirlo solo a metà per facilitare il cambio di medicazione.
13. Attenersi alla prassi ospedaliera relativa alla frequenza di cambio delle medicazioni. Sostituire il dispositivo di fissaggio se diventa sporco o saturo di fluidi.

Il fissaggio è completo di strisce adesive che facilitano la stabilizzazione della linea o del tubo durante l'applicazione del dispositivo.

### Rimozione

Coadiuvare la rimozione con un tampone imbevuto di alcol.

### Informazioni sugli ordinativi

**850** Fissaggio Hold-n-Place per cateteri intravenosi periferici, arteriosi e midline. 50/conf

**851** Fissaggio Hold-n-Place per cateteri intravenosi periferici, arteriosi e midline con Prevantics® in un kit intravenoso iniziale.

**852** Fissaggio Hold-n-Place per cateteri CVC, PICC e guaine arteriose. 50/conf

**853** Fissaggio Hold-n-Place per cateteri CVC, PICC e guaine arteriose con medicazione trasparente grande.

#### Monopaziente. Monouso.

Visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) per un video dimostrativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore di articoli sanitari e ospedalieri di zona.

**Non prodotto con lattice di gomma naturale.**

**In attesa di brevetto**

Dale® e Hold-n-Place® sono marchi depositati di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.

**STERILE R**

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

EC REP

**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germania

946001 REV E

©Copyright 2019

Italian

