

Dale®

Hold-n-Place® kateterfeste

Påsettingsanvisninger

1. For IV- og arteriekatetre skal luerkoblingen kobles til det innsatte kateteret.
2. Rens og preparer huden i samsvar med sykehusets retningslinjer.
3. På enkelte pasienter kan det være nødvendig å fjerne hår eller preparere huden for å oppnå bedre klebeffekt.
4. Påse at huden er ren og tørr før du setter på festet.
5. Trekk den øverste, selvklebende filken (**PULL**) bakover til perforeringene på de to strimlene. (**A**)
6. Skyv festet inn under kateteret/hylsen, slik at det plasseres der kateterslangen møter koblingen, og slik at kateterslangen midtstilles på det forhøyede punkt midt på bunddelen. (**B**)
7. Trykk forsiktig oppå koblingen for å feste den i det eksponerte klebefeltet. (**B**)
8. Hold festet og kateteret i stilling, samtidig du drar i et av de underste dekkpapirene og presser klebefeltet mot huden. Gjenta for den andre siden. (**C**)
9. Fjern **PULL**-filken helt, slik at klebestrimlene kommer til syne. (**D**)
10. Legg den ene klebestrimmelen over kateterkoblingen ved å trykke lett på oversiden av klebestrimmelen. Gjenta med den andre klebestrimmelen slik at klebestrimlene blir liggende i kryss. (**E**)
11. Trykk festet ned for å sikre bedre klebing.
12. Legg en gjennomsiktig sårbandasje over innsettsstedet. Du kan legge den gjennomsiktige sårbandasjen over hele festet. Det anbefales imidlertid å bare dekke halve festet, for å forenkle bandasjeskift.
13. Følg sykehusets retningslinjer for skiftintervall når det gjelder sårbandasje. Hvis festet blir kontaminert eller gjennomvættet av væske, skal det skiftes.

Teipstrimler medfølger. Disse brukes til å stabilisere røret eller slangen mens festet settes på.

Fjerne festet

Spritservietter kan brukes når festet skal fjernes.

Bestillingsinformasjon

850 Hold-n-Place feste for IV-kateter, arteriekateter og midline-kateter 50 per eske

851 Hold-n-Place feste for IV-kateter, arteriekateter og midline-kateter med Preventions® i et IV-startsett. 50 per eske

852 Hold-n-Place feste for SVK-kateter, PICC-kateter og arteriehylse 50 per eske

853 Hold-n-Place feste for SVK-kateter, PICC-kateter og arteriehylse med stor gjennomsiktig sårbandasje. 50 per eske

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

STERILE R

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter

Produsert uten naturgummilateks.

Patentsøkt

Dale® og Hold-n-Place® er registrerte varemerker som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

Telefon: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

946001 REV E

©Copyright 2019

Norwegian

