

Dale®

Hold-n-Place® Fixador de cateter

Instruções de aplicação

1. Nos cateteres arteriais e IV periféricos, a conexão Luer deve ser ligada ao cateter inserido.
2. Limpe e prepare a pele de acordo com o protocolo do hospital.
3. Para alguns doentes, poderá ser necessária a remoção dos pelos ou a preparação da pele de modo que haja uma melhor adesão.
4. Antes de aplicar o fixador, verifique se a pele está limpa e seca.
5. Puxe a aba adesiva superior marcada com a palavra PUXAR (PULL) até as perfurações nas duas faixas. (A)
6. Passe o fixador sob o cateter/a bainha, posicionando-o no ponto em que o tubo do cateter une-se ao hub e fica centralizado sobre o ponto estendido no centro da base. (B)
7. Faça uma suave pressão no topo do hub para fixá-lo no adesivo exposto. (B)
8. Segure o fixador e o cateter nessa posição e, ao mesmo tempo, puxe um revestimento inferior de liberação, enquanto prime o adesivo à pele; repita no outro lado. (C)
9. Remova totalmente a aba marcada com a palavra PUXAR (PULL) até que as faixas adesivas estejam expostas. (D)
10. Prenda uma faixa adesiva sobre o hub do cateter até o outro lado, aplicando uma leve pressão ao lado superior da faixa adesiva e depois repita esse procedimento com a outra faixa adesiva até obter uma fixação bifurcada. (E)
11. Prima o fixador para baixo a fim de garantir uma adesão melhor.
12. Aplique um curativo transparente sobre o local da inserção. Pode-se colocar o curativo transparente sobre todo o fixador. Porém, recomenda-se cobrir o fixador apenas até a metade de forma a facilitar as trocas de curativos.
13. Para o intervalo entre trocas de curativos, siga o protocolo do hospital. Caso esteja sujo ou saturado de fluidos, troque o fixador.

Incluídas encontram-se faixas de fita para ajudar a estabilizar a linha ou o tubo durante a aplicação do fixador.

Remoção

Pode-se utilizar um toalhete embebido em álcool para ajudar na remoção.

Informações para pedidos

850	Fixador para cateter Hold-n-Place IV periférico, arterial e de meia linha.	50/caixa
851	Fixador para cateter Hold-n-Place IV periférico, arterial e de meia linha com Prevantics® em um Kit Inicial IV.	50/caixa
852	Fixador Hold-n-Place para cateter venoso central (CVC), cateter central inserido periféricamente (PICC) e bainha arterial.	50/caixa
853	Fixador Hold-n-Place para cateter venoso central (CVC), cateter central inserido periféricamente (PICC) e bainha arterial com curativo transparente grande.	50/caixa

Para a utilização num único doente.
Descartável.

STERILE R

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente pendente

Dale® e Hold-n-Place® são marcas registradas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

TELEFONE: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Alemanha

946001 REV E

©Copyright 2019

Portuguese

