

Dale®

Hold-n-Place® Dispositivo de sujeción de catéter

Instrucciones de uso

1. Para catéteres intravenosos periféricos (IV) y arteriales, el conector Luer debe estar acoplado al catéter insertado. **(A)**
2. Limpie y prepare la piel según el protocolo del hospital.
3. En algunos pacientes puede ser necesario rasurar o preparar la piel para lograr una mejor adherencia.
4. Antes de colocar el dispositivo de sujeción, cerciórese de que la piel esté limpia y seca.
5. Jale de la lengüeta adhesiva superior con la inscripción **PULL (JALAR)** hacia las perforaciones de las dos tiras. **(A)**
6. Deslice el dispositivo de sujeción debajo del catéter/vaina de forma que el área donde el tubo del catéter se acopla al conector quede centrada sobre el punto de extensión en el centro de la base. **(B)**
7. Presione suavemente la parte superior del conector para fijar el material adhesivo expuesto. **(B)**
8. Sostenga el dispositivo de sujeción y el catéter en su posición mientras jala de uno de los foros de protección inferiores y presiona el material adhesivo contra la piel. Repita en el otro lado. **(C)**
9. Retire totalmente la lengüeta con la inscripción **PULL (JALAR)** para que las tiras adhesivas queden expuestas. **(D)**
10. Fije una tira adhesiva por encima y al otro lado del conector del catéter presionando suavemente sobre su parte superior y luego repita esta acción con la otra tira adhesiva para que queden en forma de V. **(E)**
11. Haga presión sobre el dispositivo de sujeción para lograr una mejor adherencia.
12. Coloque una venda transparente sobre el sitio de inserción. La venda transparente puede cubrir todo el dispositivo de sujeción; no obstante, para facilitar el cambio del vendaje, recomendamos cubrir sólo la mitad del dispositivo de sujeción.
13. Cambie el vendaje con la frecuencia indicada por el protocolo del hospital. Cambie el dispositivo de fijación si se ensucia o se empapa con líquido.

Se incluyen tiras adhesivas Tape-Strips para ayudar a estabilizar la vía o el tubo al colocar el dispositivo de sujeción.

Cómo retirar

El uso de un pañito con alcohol puede facilitar retirar el dispositivo.

Información para pedidos

850 Dispositivo de sujeción Hold-n-Place para catéter intravenoso periférico (IV), arterial o corto (Midline). 50/caja

851 Dispositivo de sujeción Hold-n-Place con Preventions® para catéter intravenoso periférico (IV), arterial o corto (Midline) en un juego de instalación (IV Start Kit). 50/caja

852 Dispositivo de sujeción Hold-n-Place para catéter venoso central (CVC), catéter central de inserción periférica (PICC) y vaina arterial. 50/caja

853 Dispositivo de sujeción Hold-n-Place para catéter venoso central (CVC), catéter central de inserción periférica (PICC) y vaina arterial con vendaje transparente grande. 50/caja

Para uso en un solo paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Patente pendiente.

Dale® y Hold-n-Place® son marcas comerciales registradas de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

STERILE R

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

946001 REV E

©Copyright 2019

Spanish

