

# Dale®

## Hold-n-Place® kateterfäste

### Appliceringsanvisningar

1. För perifer venkatetrar och artärkatetrar ska luerkopplingen anslutas till den inlagda katetern.
2. Rengör och applicera skyddande barriärfilm på huden enligt sjukhusets regler.
3. På vissa patienter kan rakning av hårväxt eller applicering av skyddande barriärfilm på huden krävas för bättre vidhäftning.
4. Säkerställ att huden är ren och torr innan fästet appliceras.
5. Dra tillbaka den övre självhäftande filken DRA ("PULL") till perforationerna på de två remsorna. **(A)**
6. För in fästet under katetern/introducern och positionera den på platsen för övergången mellan kateterslang och fattning så att övergången är centrerad över den utstickande spetsen mitt på underdelen. **(B)**
7. Tryck försiktigt på fattningens ovsansida så att fattningen fäster på det exponerade häftämnet. **(B)**
8. Håll fästet och katetern i läge medan du drar bort ett av de undre skyddspapperen och trycker häftämnet mot huden. Gör likadant på andra sidan. **(C)**
9. Dra bort filken DRA ("PULL") helt och hållet så att de självhäftande remsorna exponeras. **(D)**
10. Sätt fast en självhäftande remsa tvärs över kateterfattningen medan du trycker försiktigt på den självhäftande remsans ovsansida. Upprepa sedan med den andra självhäftande remsan så att du åstadkommer ett v-format fäste. **(E)**
11. Tryck nedåt på fästet för att säkerställa att det fäster bättre.
12. Applicera ett transparent förband över insticksstället. Det transparenta förbandet kan placeras över hela fästet. Det rekommenderas dock att täcka fästet bara till hälften, så att förbandsbyten underlättas.
13. Följ sjukhusets regler för hur ofta förbandet ska bytas. Om fästet har blivit smutsigt eller vått ska det bytas ut.

Tejpremsor medföljer för att underlätta stabilisering av slangen medan fästet appliceras.

### Borttagning

Alkoholsuddar kan användas för att underlätta borttagningen.

### Beställningsinformation

**850** Hold-n-Place fäste för perifer venkateter, artärkateter och venös infart. 50/ kartong

**851** Hold-n-Place fäste för perifer venkateter, artärkateter och venös infart med Prevantics® i ett intravenöst startkit. 50/ kartong

**852** Hold-n-Place fäste för central venkateter (CVK), perifert inlagd central venkateter (PICC) och arteriell introducer. 50/ kartong

**853** Hold-n-Place fäste för central venkateter (CVK), perifert inlagd central venkateter (PICC) och arteriell introducer, med stort transparent förband. 50/ kartong

**För användning till en enskild patient.  
Engångsprodukt.**

**STERILE R**

För att se en appliceringsvideo, gå till [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/ medicinska produkter.

**Ej tillverkad med naturgummlatex.**

**Patentsökt.**

Dale® och Hold-n-Place® är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

946001 REV E

©Copyright 2019

Swedish

