

Dale®

Hold-n-Place® Kateter Sabitleyici

Uygulama Talimatları

1. IV ve arteryel kateterler için Luer bağlantısı, yerleştirilmiş katetere takılmalıdır.
2. Cildi hastane protokolüne göre temizleyip hazırlayın.
3. Daha iyi yapışma sağlamak için bazı hastalarda tüyleri almak veya Skin Prep kullanmak gerekebilir.
4. Sabitleyici malzemeyi uygulamadan önce cildin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
5. Üstteki **PULL** ("çek") yazılı yapışkan şeridi, iki şeridin üzerindeki perforasyonlara kadar çekin. **(A)**
6. Kateter/kılıf altındaki sabitleyici malzemeyi kateter hortumunun kateter göbeğiyle birleştirdiği ve tabanın merkezinden dışarı çıkan nokta üzerinde ortalarak kaydırın. **(B)**
7. Yapışkan yüzeyi sabitlemek için kateter göbeğinin üst kısmına hafifçe bastırın.
8. Alttaki kağıt astarın bir kanadını çekip yapıştırıcıyı cilde bastırırken sabitleyici malzemeyi ve kateteri yerinde tutun, işlemi diğer taraf için de tekrarlayın. **(C)**
9. Yapışkan şeritleri ortaya çıkarmak için **PULL** ("çek") yazılı şeridi tamamen çıkarın. **(D)**
10. Yapışkan şeridin üst kısmına hafifçe bastırarak kateter göbeğinin üzerinden karşıya sabitleyin, daha sonra aynı işlemi zik-zak şeklinde sabitleme elde etmek için diğer yapışkan şeride uygulayın. **(E)**
11. Daha iyi yapışmasını sağlamak için sabitleyici malzemenin üzerine bastırın.
12. Kateterin yerleştirildiği alanın üzerine şeffaf bir sargı uygulayın. Şeffaf sargıyı sabitleyici malzemenin tamamının üzerine koyabilirsiniz. Ancak sargı değişimini kolaylaştırmak için sabitleyici malzemeyi sadece yarısına kadar kapatmanız önerilir.
13. Sargı değişim sıklığı için hastane protokolüne uyun. Sıvı ile kirlenir veya satüre olursa sabitleyici malzemeyi değiştirin.

Sabitleyici malzemeyi uygularken hattın veya hortumun dengelenmesine yardımcı olması için Şeritler bulunmaktadır.

Çıkarma

Çıkarmayı kolaylaştırmak için alkolü mendil kullanılabilir.

Sipariş Bilgileri

850	Hold-n-Place IV, arteryel ve orta hat kateter sabitleyici.	50/kutu
851	IV Başlatma Kiti içinde Preventions® içeren Hold-n-Place IV, arteryel ve orta hat kateter sabitleyici.	50/kutu
852	Hold-n-Place Santral Venöz Kateter (CVC), Periferik Yerleştirilen Santral Kateter (PICC) ve arteryel kılıf sabitleyici.	50/kutu
853	Büyük boy şeffaf sargı içeren Hold-n-Place Santral Venöz Kateter, Periferik Yerleştirilen Santral Kateter ve arteryel kılıf sabitleyici.	50/kutu

**Tek hastada kullanım içindir.
Tek kullanımıktır.**

STERILE R

Uygulama videosu için www.dalemed.com adresini ziyaret ediniz.

Dale® medikal ürünler istediğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısında bulunabilir.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Patent Başvurusu Yapılmıştır

Dale® & Hold-n-Place® Dale Medical Products, Inc.'in ABD ve AB'de tescilli ticari markalarıdır.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Almanya

946001 REV E

©Copyright 2019

Turkish

